

ETAC-00P

BASICKEM, General Laboratory Reagent

Ethyl acetate 99.8% GLR
Etilo Acetato 99.8% GLR
Ethyle acétate 99.8% GLR

*Acetic Acid Ethyl Ester, Acetic Ether
Ácido Acético Ester Etilico, Eter Acético
acétate éthylique, éthanoate d'éthyle, éther acétique*

MW: 88,10 CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4 Taric code: 29153100

CH₃COOC₂H₅

ADR: 3 F1 II UN 1173 IMDG: 3 II UN 1173 IATA: 3 II UN 1173
H225-H319-H336 P240-P210-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P501



SPECIFICATIONS:

Assay / Pureza / Pureté : ≥ 99.8 %

PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES:

Appearance	Clear liquid
Residue on evaporation	≤ 0.0005 %
Density at 20°C	0.900 - 0.903 g/cm ³
H ₂ O	≤ 0.03 %
Acidity (CH ₃ COOH)	≤ 0.005 %
Ethanol	≤ 0.03 %
Boiling range	75.5 - 78.0 °C

Note:

Material Safety Data Sheets and Certificates of Analysis are downloadable free of charge at www.labbox.com. Disclaimer: labkem chemical products are exclusively for laboratory use and by instructed and experienced users. These chemical products may be dangerous, so please follow instructions mentioned on the Material Safety Data Sheets. Due to shipping restrictions or local/national regulations, all products may not be available in all countries or for some particular customers.

Nota:

Fichas de Seguridad y Certificados de Análisis disponibles gratuitamente en www.labbox.com. Atención: los productos químicos son para uso exclusivo de laboratorio y reservados sólo para uso profesional por parte de usuarios debidamente formados y cualificados. Los productos químicos son peligrosos, respete las instrucciones indicadas en la Ficha de Seguridad. Debido a restricciones en el transporte o a normativas especiales aplicables, ciertos productos químicos pueden no estar disponibles en todos los mercados o para todas las tipologías de clientes.

Remarque:

Fiches de Sécurité et Certificats d'Analyses téléchargeables sur www.labbox.fr. Attention : les produits chimiques labkem sont réservés exclusivement à un usage professionnel en laboratoire par des utilisateurs formés et qualifiés. Les produits chimiques sont dangereux, respecter les instructions contenues dans les fiches de sécurité. En raison des restrictions de transport ou de normes spéciales, certains produits chimiques peuvent ne pas être disponibles pour tous les pays ou types de clients.