

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Microespátula Chattaway**Descripción :** De acero inoxidable

## DATOS TÉCNICOS

referencia	l (mm)	wespátula (mm)	unidades por ref.
SPMS-100-005	100	3,5	5
SPMS-150-005	150	4	5
SPMS-200-005	200	4	5

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPMS-100-005	0,042	0,01	82055980	08434868044265
SPMS-150-005	0,04875	0,01	82055980	08434868044272
SPMS-200-005	0,0575	0,018	82055980	08434868044289

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Spatula, Micro, Chattaway**Description :** Made of stainless steel

## TECHNICAL DATA

reference	l(mm)	wspatula (mm)	pcs/pack
SPMS-100-005	100	3,5	5
SPMS-150-005	150	4	5
SPMS-200-005	200	4	5

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPMS-100-005	0,042	0,01	82055980	08434868044265
SPMS-150-005	0,04875	0,01	82055980	08434868044272
SPMS-200-005	0,0575	0,018	82055980	08434868044289

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Micro spatule Chattaway****Description :** En acier inoxydable

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. (mm)	larg.spatule (mm)	unités par ref.
SPMS-100-005	100	3,5	5
SPMS-150-005	150	4	5
SPMS-200-005	200	4	5

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPMS-100-005	0,042	0,01	82055980	08434868044265
SPMS-150-005	0,04875	0,01	82055980	08434868044272
SPMS-200-005	0,0575	0,018	82055980	08434868044289

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto :** Microspatola Chattaway**Descrizione :** In acciaio inossidabile

## DATI TECNICI

referenza	L (mm)	hspatola (mm)	unità per ref.
SPMS-100-005	100	3,5	5
SPMS-150-005	150	4	5
SPMS-200-005	200	4	5

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPMS-100-005	0,042	0,01	82055980	08434868044265
SPMS-150-005	0,04875	0,01	82055980	08434868044272
SPMS-200-005	0,0575	0,018	82055980	08434868044289

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam** : Chattaway-microspatel**Beschrijving** : Van roestvrij staal

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	l (mm)	bhandvat (mm)	stuks per ref.
SPMS-100-005	100	3,5	5
SPMS-150-005	150	4	5
SPMS-200-005	200	4	5

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPMS-100-005	0,042	0,01	82055980	08434868044265
SPMS-150-005	0,04875	0,01	82055980	08434868044272
SPMS-200-005	0,0575	0,018	82055980	08434868044289

## PRODUKTFOTO



**ALLGEMEINE INFORMATIONEN**
**Produktname : Mikrospatel, Chattaway**
**Beschreibung :** Aus Edelstahl.

**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	L (mm)	WSpatel (mm)	Stückzahl pro Artikel
SPMS-100-005	100	3,5	5
SPMS-150-005	150	4	5
SPMS-200-005	200	4	5

**VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN**

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPMS-100-005	0,042	0,01	82055980	08434868044265
SPMS-150-005	0,04875	0,01	82055980	08434868044272
SPMS-200-005	0,0575	0,018	82055980	08434868044289

**PRODUKTFOTO**
