

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Placas de cultivo multipocillo estériles

Descripción : Fabricadas con poliestireno cristal virgen USP clase VI en sala limpia de grado 100000. Superficie tratada. Volumen y superficie de crecimiento uniforme en todos los pocillos. Superficie lisa y sin estrías para maximizar el área útil de crecimiento. Pocillos numerados con código alfanumérico para facilitar la identificación. Esterilizadas por rayos gamma y certificadas libres de DNAsa, RNAsa y pirógenos. Tapas incluidas. Envasadas en bolsa individual. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)



Libre de DNAsa y RNAsa



Esterilizado por radiación gamma


DATOS TÉCNICOS

referencia	pocillos	vol. de trabajo (ml)	área crecimiento (cm2)	fondo	unidades por ref.
CCPP-006-100	6	1,90-2,90	9,60	plano	100
CCPP-012-100	12	0,76-1,14	3,85	plano	100
CCPP-024-100	24	0,38-0,57	1,93	plano	100
CCPP-048-100	48	0,19-0,29	0,83	plano	100
CCPP-096-100	96	0,075-0,20	0,33	plano	100
CCPP-U96-100	96	0,075-0,20	0,58	en U	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CCPP-006-100	74,727	9,11	39269097	08434868055926
CCPP-012-100	74,727	7,5	39269097	08434868055933
CCPP-024-100	74,727	7,25	39269097	08434868055940
CCPP-048-100	79,68	7,45	39269097	08434868055957
CCPP-096-100	61,5	10	39269097	08434868055964
CCPP-U96-100	61,5	7,15	39269097	08434868055971

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Culture multiwell plates, treated, sterile

Description : Manufactured with USP VI crystal class virgin polystyrene in a 100000 grade clean room. Treated surface. Uniform volume and growth surface in all wells. Smooth well surface which is free from striation to maximize the usable growth area. Wells are labeled with alphanumeric code for easy identification. Sterilized by gamma irradiation and certified free of DNase, RNase and pyrogens. Lids included. Packed in individual bags. Certificate of sterilization included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)



DNAsa and RNAsa free



Sterile by gamma radiation


TECHNICAL DATA

reference	wells	working vol. (ml)	growth area (cm ²)	bottom	pcs/pack
CCPP-006-100	6	1,90-2,90	9,60	flat	100
CCPP-012-100	12	0,76-1,14	3,85	flat	100
CCPP-024-100	24	0,38-0,57	1,93	flat	100
CCPP-048-100	48	0,19-0,29	0,83	flat	100
CCPP-096-100	96	0,075-0,20	0,33	flat	100
CCPP-U96-100	96	0,075-0,20	0,58	U-shaped	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CCPP-006-100	74,727	9,11	39269097	08434868055926
CCPP-012-100	74,727	7,5	39269097	08434868055933
CCPP-024-100	74,727	7,25	39269097	08434868055940
CCPP-048-100	79,68	7,45	39269097	08434868055957
CCPP-096-100	61,5	10	39269097	08434868055964
CCPP-U96-100	61,5	7,15	39269097	08434868055971

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Plaque multipuits traitée pour culture cellulaire, stérile

Description : Fabriquée en polystyrène cristal vierge USP de classe VI dans une salle blanche de classe 100 000. Surface traitée. Volume et surface de croissance uniformes dans tous les puits. Surface lisse sans strie pour maximiser la surface de croissance utile. Les puits sont numérotés avec un code alphanumérique pour faciliter leur identification. Stérilisée par rayons gamma et certifiée exempte de DNase, RNase et pyrogène. Couvercle inclus. Emballée individuellement. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur www.labbox.com



Certifié sans DNase et RNase




Stérilisé par irradiation gamma

DONNÉES TECHNIQUES

référence	puits	vol. de travail (ml)	surface de croissance (cm ²)	fond	unités par ref.
CCPP-006-100	6	1,90-2,90	9,60	plat	100
CCPP-012-100	12	0,76-1,14	3,85	plat	100
CCPP-024-100	24	0,38-0,57	1,93	plat	100
CCPP-048-100	48	0,19-0,29	0,83	plat	100
CCPP-096-100	96	0,075-0,20	0,33	plat	100
CCPP-U96-100	96	0,075-0,20	0,58	en U	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CCPP-006-100	74,727	9,11	39269097	08434868055926
CCPP-012-100	74,727	7,5	39269097	08434868055933
CCPP-024-100	74,727	7,25	39269097	08434868055940
CCPP-048-100	79,68	7,45	39269097	08434868055957
CCPP-096-100	61,5	10	39269097	08434868055964
CCPP-U96-100	61,5	7,15	39269097	08434868055971



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Piastra di coltura sterili multi-pozzetto

Descrizione : Realizzata con polistirene di vetro vergine USP classe VI in camera bianca di grado 100000. Superficie trattata. Volume e superficie di crescita uniforme in tutti i pozzetti. Superficie liscia senza imperfezioni per massimizzare l'area di crescita utile. Pozzetti numerati con codice alfanumerico per una facile identificazione. Sterilizzata a raggi gamma e certificata per materiali privi di DNase, RNase e pirogeni. Coperchi inclusi. Confezionata in buste individuali. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito www.labbox.com)



Certificati come prive di DNase e RNase



Sterile per radiazione gamma


DATI TECNICI

referenza	Pozzetti	Vol. di lavoro (ml)	Area di crescita (cm ²)	Fondo	unità per ref.
CCPP-006-100	6	1,90-2,90	9,60	piatto	100
CCPP-012-100	12	0,76-1,14	3,85	piatto	100
CCPP-024-100	24	0,38-0,57	1,93	piatto	100
CCPP-048-100	48	0,19-0,29	0,83	piatto	100
CCPP-096-100	96	0,075-0,20	0,33	piatto	100
CCPP-U96-100	96	0,075-0,20	0,58	a U	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CCPP-006-100	74,727	9,11	39269097	08434868055926
CCPP-012-100	74,727	7,5	39269097	08434868055933
CCPP-024-100	74,727	7,25	39269097	08434868055940
CCPP-048-100	79,68	7,45	39269097	08434868055957
CCPP-096-100	61,5	10	39269097	08434868055964
CCPP-U96-100	61,5	7,15	39269097	08434868055971

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Steriele cultuurplaten met multiwells

Beschrijving : Vervaardigd uit USP-klasse VI virgen kristal polystyreen in een cleanroom kwaliteit 100000. Behandeld oppervlak. Uniform groeivolume en -oppervlak in alle wells. Glad, niet-gestreept oppervlak om het bruikbare groeigebied te maximaliseren. Genummerde wells met alfanumerieke code voor gemakkelijke identificatie. Gesteriliseerd met gammastralen en gecertificeerd vrij van DNase, RNase en pyrogenen. Deksel inbegrepen. Verpakt in individuele zak. Sterilisatiecertificaat beschikbaar (gratis te downloaden van www.labbox.com)



Vrij van DNase en RNase




Gesteriliseerd door gammastraling

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	wells	werkvol. (ml)	groeigebied (cm ²)	bodem	stuks per ref.
CCPP-006-100	6	1,90-2,90	9,60	plat	100
CCPP-012-100	12	0,76-1,14	3,85	plat	100
CCPP-024-100	24	0,38-0,57	1,93	plat	100
CCPP-048-100	48	0,19-0,29	0,83	plat	100
CCPP-096-100	96	0,075-0,20	0,33	plat	100
CCPP-U96-100	96	0,075-0,20	0,58	U-vormig	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CCPP-006-100	74,727	9,11	39269097	08434868055926
CCPP-012-100	74,727	7,5	39269097	08434868055933
CCPP-024-100	74,727	7,25	39269097	08434868055940
CCPP-048-100	79,68	7,45	39269097	08434868055957
CCPP-096-100	61,5	10	39269097	08434868055964
CCPP-U96-100	61,5	7,15	39269097	08434868055971



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Zellkulturplatten, steril

Beschreibung : Aus reinem kristallinem Polystyrol, USP Klasse VI, hergestellt in einem Reinraum der Klasse 100.000. Behandelte Oberfläche. Wachstumsvolumen und -oberfläche einheitlich in allen Vertiefungen. Glatter Boden ohne Rillen zur Maximierung der Wachstumsnutzfläche. Vertiefungen mit alphanumerischer Nummerierung für eine einfache Identifizierung. Sterilisiert durch Betastrahlen und geprüft DNase-, RNase- und pyrogenfrei. Deckel inbegriffen. Verpackt in Einzelbeuteln. Sterilisationszertifikat verfügbar (kostenloser Download unter www.labbox.com).



Zertifiziert DNase- und RNase-frei



Sterilisiert durch Gammastrahlen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Vertiefungen	Arbeitsvolumen (ml)	Wachstumsfläche (cm ²)	Boden	Stückzahl pro Artikel
CCPP-006-100	6	1,90-2,90	9,60	flach	100
CCPP-012-100	12	0,76-1,14	3,85	flach	100
CCPP-024-100	24	0,38-0,57	1,93	flach	100
CCPP-048-100	48	0,19-0,29	0,83	flach	100
CCPP-096-100	96	0,075-0,20	0,33	flach	100
CCPP-U96-100	96	0,075-0,20	0,58	in U-Form	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CCPP-006-100	74,727	9,11	39269097	08434868055926
CCPP-012-100	74,727	7,5	39269097	08434868055933
CCPP-024-100	74,727	7,25	39269097	08434868055940
CCPP-048-100	79,68	7,45	39269097	08434868055957
CCPP-096-100	61,5	10	39269097	08434868055964
CCPP-U96-100	61,5	7,15	39269097	08434868055971

