

GENERAL INFORMATION

Product name : Micropipette tips, polypropylene, 300 µl Premium Line

Description : High quality tips with graduation lines of 10, 100 and 200 µl serving as a visual reference to minimize errors during sample aspiration. Human DNA-free and certified free from DNase, RNase and PCR inhibitors. Compatible with EASY, Gilson, HTL, Biohit, Eppendorf, CAPP, Finnpiquette, Rainin, Socorex and Nichiryo micropipettes. Packaged in bags of 1000 non-sterile tips. Natural color

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
TIAD-300-1K0	300 µl long type non sterile in bag	1000

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIAD-300-1K0	3,24		90269000	08434868060111

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Puntas de PP para micropipeta, 300 µl Premium Line

Descripción : Puntas de alta calidad con líneas de graduación a 10, 100 y 200 µl que sirven como referencia visual para minimizar errores durante la aspiración de la muestra. Libres de DNA humano y certificadas libre de DNAsa, RNAsa e inhibidores de PCR. Compatibles con EASY, Gilson, HTL, Biohit, Eppendorf, CAPP, Finnpipette, Rainin, Socorex y Nichiryo. Presentadas en bolsas de 1000 puntas no estériles. Color natural

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
TIAD-300-1K0	300 µl tipo largo no estériles en bolsa	1000

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIAD-300-1K0	3,24		90269000	08434868060111

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Pointe en polypropylène pour micropipette, 300 ?l Premium Line**Description :** Pointe de haute qualité avec lignes de graduation à 10, 100 et 200 ?l pour références visuelles afin de minimiser les erreurs pendant l'aspiration de l'échantillon. Sans ADN humain et certifiée sans DNase, RNase et inhibiteur de PCR. Compatible avec EASY, Gilson, HTL, Biohit, Eppendorf, CAPP, Finnpiquette, Rainin, Socorex et Nichiryo. Présentée en sachet de 1000 pointes non stériles. Couleur naturelle

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
TIAD-300-1K0	300 ?l type long, non stérile en sachet	1000

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIAD-300-1K0	3,24		90269000	08434868060111

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 °C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Puntali in PP per micropipette, 300 µl Premium Line

Descrizione : Puntali di alta qualità con linee di graduazione a 10, 100 e 200 µl che servono come riferimento visivo per ridurre al minimo gli errori durante l'aspirazione del campione. Privi di DNA umano e certificati come privi di DNase, RNAase e inibitori di PCR. Compatibili con EASY, Gilson, HTL, Biohit, Eppendorf, CAPP, Finnpipette, Rainin, Socorex e Nichiryo. Presentati in sacchetti da 1000 puntali non sterili. Colore naturale

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
TIAD-300-1K0	300 µl di lungo non sterili in busta	1000

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIAD-300-1K0	3,24		90269000	08434868060111

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.