

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Soporte de polipropileno para balones

Descripción : Para matraces de fondo redondo. Elevada resistencia química. Soporta hasta 121 °C



Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	tipo	unidades por ref.
FLSP-001-001	160	para balones hasta 10 litros	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FLSP-001-001	1,28	0,115	39233010	08434868022317

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

GENERAL INFORMATION

Product name : Polyethylene flask stand**Description :** For rounded-bottom flasks. High chemical resistance. Withstands up to 121 °C

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	type	pcs/pack
FLSP-001-001	160	up to 10 L flasks	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FLSP-001-001	1,28	0,115	39233010	08434868022317

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Valet pour ballon en polypropylène**Description :** Pour ballon fond rond. Résistance chimique élevée. Résistant jusqu'à 121 °C

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	type	unités par ref.
FLSP-001-001	160	pour ballon jusqu'à 10 litres	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FLSP-001-001	1,28	0,115	39233010	08434868022317

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Supporto in polipropilene per palloni**Descrizione :** Per palloni a fondo tondo. Elevata resistenza chimica. Resiste fino a 121 °C

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	tipo	unità per ref.
FLSP-001-001	160	per palloni fino a 10 litri	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FLSP-001-001	1,28	0,115	39233010	08434868022317

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Polypropyleen onderzetting voor bolvormige kolven**Beschrijving** : Voor kolven met ronde bodem. Hoge chemische weerstand. Bestand tegen een temperatuur tot 121 °C

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Ø(mm)	type	stuks per ref.
FLSP-001-001	160	voor bolvormige kolven tot 10 liter	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FLSP-001-001	1,28	0,115	39233010	08434868022317

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Kolbenständer aus Polypropylen**Beschreibung :** Für Rundkolben. Hohe chemische Beständigkeit. Verwendbar bis 121 °C.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø(mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
FLSP-001-001	160	für Rundkolben bis 10 Liter	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FLSP-001-001	1,28	0,115	39233010	08434868022317

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.