

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Bloque refrigerador para tubos de centrifuga ('cooler')

Descripción : Diseñado en PC para mantener reactivos y enzimas fríos durante 1 hora. Color rojo. Apto para gran variedad de tubos de centrifuga. La base está rellena de gel no tóxico. Capacidad para 12 tubos de hasta 15 ml, matriz de 3x4. Congelar durante 24hrs a -5°C/-10°C antes de usarlo

DATOS TÉCNICOS

referencia	dimensiones (mm)	tipo	unidades por ref.
CRYO-R12-001	197 x 140 x 190	matriz de 3 x 4	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRYO-R12-001	9,12	2	39231090	08434868083905

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Cooler for centrifuge tubes

Description : Designed in PC to keep reagents and enzymes cool. Suitable for a multitude of centrifuge tubes. Red color. Capacity of 12 tubes of up to 15 ml, array of 3x4. Protects samples from temperature fluctuations. The base is filled with non-toxic gel. Will maintain temperature approximately for 1 hour on the bench. Freeze for 24 hours at -5°C to -10°C prior to use

TECHNICAL DATA

reference	dimensions (mm)	type	pcs/pack
CRYO-R12-001	197 x 140 x 190	3 x 4 array	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRYO-R12-001	9,12	2	39231090	08434868083905

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Boîte réfrigérante pour tubes à centrifuger**Description :** Boîte réfrigérante conçue en polycarbonate pour conserver au froid les réactifs et les enzymes pendant 1 heure. La base est remplie de gel non toxique. Couleur rouge. Convient à une grande variété de tubes à centrifuger. Capacité pour 12 tubes jusqu'à 15 ml (3x4). Congeler pendant 24 heures à -5 °C / -10 °C avant utilisation

DONNÉES TECHNIQUES

référence	dimensions (mm)	type	unités par ref.
CRYO-R12-001	197 x 140 x 190	3 x 4 puits	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRYO-R12-001	9,12	2	39231090	08434868083905

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Blocco di raffreddamento per provetta per centrifuga (cooler)**Descrizione :** Progettato in PC per mantenere i reagenti e gli enzimi freddi per 1 ora. Colore rosso. Adatto a un'ampia varietà di provette per centrifuga. La base è riempita con gel non tossico. Capacità per 12 provette fino a 15 ml, matrice da 3 x 4. Congelare per 24 ore a -5 °C / -10 °C prima dell'uso

DATI TECNICI

referenza	dimensioni (mm)	tipo	unità per ref.
CRYO-R12-001	197 x 140 x 190	matrice 3 x 4	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRYO-R12-001	9,12	2	39231090	08434868083905

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Koelblok voor centrifugebuizen ('cooler')

Beschrijving : Van PC, ontworpen om reagentia en enzymen 1 uur koud te houden. Rood. Geschikt voor een breed scala aan centrifugebuisjes. De basis is gevuld met niet-giftige gel. Capaciteit voor 12 buisjes tot 15 ml, 3x4 matrix. Vries vóór gebruik 24 uur in bij -5 °C/-10 °C

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	afmetingen (mm)	type	stuks per ref.
CRYO-R12-001	197 x 140 x 190	kolf van 3 x 4	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRYO-R12-001	9,12	2	39231090	08434868083905

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Kühlbox für Zentrifugenröhrchen (Cooler)

Beschreibung : Aus PC. Geeignet, um Reagenzien und Enzyme eine Stunde lang kalt zu halten. Rot. Geeignet für eine Vielzahl von Zentrifugenröhrchen. Der Boden ist mit nicht-toxischem Gel gefüllt. Für zwölf Röhrchen bis 15 ml, Raster 3x4. Vor der Verwendung 24 Stunden bei -5 °C / -10 °C einfrieren.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Maße (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
CRYO-R12-001	197 x 140 x 190	Raster 3 x 4	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRYO-R12-001	9,12	2	39231090	08434868083905

PRODUKTFOTO

