

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Estante horizontal para pipetas

**Descripción :** Fabricado en polipropileno. Puede sostener hasta 12 pipetas de más de 200 mm. Autoclavable



Esterilizable en autoclave a 121°


## DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
PIPH-012-001	para 12 pipetas	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PIPH-012-001	1,104	0,255	39269097	08434868061552

## FOTO DEL PRODUCTO



## MATERIAL

**MATERIAL Polipropileno**

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Horizontal pipette rack

**Description :** Made of polypropylene. Can sustain up to 12 pipettes measuring over 200 mm. Autoclavable



Autoclavability


## TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
PIPH-012-001	for 12 pipettes	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PIPH-012-001	1,104	0,255	39269097	08434868061552

## PRODUCT PHOTO



## MATERIAL

**MATERIAL Polypropylene**

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Portoir horizontal pour pipettes****Description :** En polypropylène. Pour 12 pipettes de plus de 200 mm de longueur. Autoclavable.

Autoclavable


## DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
PIPH-012-001	pour 12 pipettes	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PIPH-012-001	1,104	0,255	39269097	08434868061552

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

**MATÉRIEL Polypropylène**

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto :** Ripiano orizzontale per pipette**Descrizione :** Realizzato in polipropilene. Può contenere fino a 12 pipette di oltre 200 mm. Autoclavabile

Autoclavabile


## DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
PIPH-012-001	per 12 pipette	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PIPH-012-001	1,104	0,255	39269097	08434868061552

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

**MATERIALE Polipropilene**

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam** : Horizontale houder voor pipetten**Beschrijving** : Van polypropyleen. Kan tot 12 pipetten met een minimale lengte van 200 mm bevatten.  
Autoclaveerbaar

Autoclaveerbaar


## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
PIPH-012-001	voor 12 pipetten	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PIPH-012-001	1,104	0,255	39269097	08434868061552

## PRODUKTFOTO



## MATERIAAL

**MATERIAAL**

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Pipettenhalter, horizontal****Beschreibung :** Aus Polypropylen. Kann bis zu zwölf Pipetten mit einer Mindestlänge von 200 mm halten.  
Autoklavierbar.

Autoklavierbar


## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
PIPH-012-001	für 12 Pipetten	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PIPH-012-001	1,104	0,255	39269097	08434868061552

## PRODUKTFOTO



## MATERIAL

**MATERIAL**

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.