

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Cápsula de evaporación de PTFE, forma alta

Descripción : Fabricado en PTFE puro con un acabado interno liso. Químicamente inerte, utilizable hasta 280 °C



Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø(mm)	h (mm)	unidades por ref.
EDHT-050-001	50 ml	50	40	1
EDHT-350-001	350 ml	100	60	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EDHT-050-001	0,1	0,032	39269097	08434868062955
EDHT-350-001	0,5	0,17	39269097	08434868062979

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Evaporating dish, tall form, PTFE

Description : Manufactured from pure PTFE with a smooth internal finish. Chemically inert, usable at up to 280 °C



Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	h (mm)	pcs/pack
EDHT-050-001	50 ml	50	40	1
EDHT-350-001	350 ml	100	60	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EDHT-050-001	0,1	0,032	39269097	08434868062955
EDHT-350-001	0,5	0,17	39269097	08434868062979

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Capsule d'évaporation, forme haute, en PTFE**Description :** En PTFE pur avec finition intérieure lisse. Chimiquement inerte. Utilisable jusqu'à 280 °C

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	h (mm)	unités par ref.
EDHT-050-001	50 ml	50	40	1
EDHT-350-001	350 ml	100	60	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EDHT-050-001	0,1	0,032	39269097	08434868062955
EDHT-350-001	0,5	0,17	39269097	08434868062979

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Capsula di evaporazione di PTFE, forma alta**Descrizione :** Realizzata in PTFE puro, con finitura liscia interna. Chimicamente inerte, utilizzabile fino a 280 °C

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø(mm)	h (mm)	unità per ref.
EDHT-050-001	50 ml	50	40	1
EDHT-350-001	350 ml	100	60	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EDHT-050-001	0,1	0,032	39269097	08434868062955
EDHT-350-001	0,5	0,17	39269097	08434868062979

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Indampschaal van PTFE, hoge vorm**Beschrijving** : Vervaardigd van puur PTFE met een gladde interne afwerking. Chemisch inert, bruikbaar tot 280 °C

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø(mm)	h (mm)	stuks per ref.
EDHT-050-001	50 ml	50	40	1
EDHT-350-001	350 ml	100	60	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EDHT-050-001	0,1	0,032	39269097	08434868062955
EDHT-350-001	0,5	0,17	39269097	08434868062979

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Abdampfschale aus PTFE, hohe Form**Beschreibung :**

Aus reinem PTFE mit geglätteter innerer Oberfläche. Chemisch inert, bis 280 °C verwendbar.



Autoklavierbar

121°

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø(mm)	H (mm)	Stückzahl pro Artikel
EDHT-050-001	50 ml	50	40	1
EDHT-350-001	350 ml	100	60	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EDHT-050-001	0,1	0,032	39269097	08434868062955
EDHT-350-001	0,5	0,17	39269097	08434868062979

PRODUKTFOTO

