

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Bolsas de muestreo estériles azules**

**Descripción :** Fabricado en polietileno virgen. Específico para la industria alimentaria. El color azul los hace altamente visibles para el reconocimiento, pero también se usan para segregar dentro del entorno de la fábrica. Ideal para muestras líquidas y sólidas. Libre de DNAsa, RNAsa y pirógenos. Impresas y cierre con 2 alambres redondos. Certificado de esterilidad disponible (se descarga gratuitamente desde [www.labbox.com](http://www.labbox.com))



Producto apto para uso alimentario



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'



Libre de DNAsa y RNAsa

## DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	w	l	grosor (mm)	unidades por ref.
STBB-450-500	450 ml	114	229	0,063	500

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STBB-450-500	1	2,5	39232100	08434868080669

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name : Blue sterile bags**

**Description :** Made with virgin polyethylene. Specific for the food industry. Blue colour makes them highly visible for recognition but also used to segregate within the factory environment. Ideal for both liquid and solid samples. DNase, RNase and pyrogen free. Printed and closure with 2 round wires. Sterility certificate available (to be downloaded free of charge at [www.labbox.com](http://www.labbox.com))



Food-grade product



Available in standard size and economy size



DNAsa and RNAsa free

## TECHNICAL DATA

reference	capacity	w	l	thickness (mm)	pcs/pack
STBB-450-500	450 ml	114	229	0,063	500

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STBB-450-500	1	2,5	39232100	08434868080669

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Sac d'échantillonnage stérile, bleu**

**Description :** En polyéthylène vierge. Spécifique pour l'industrie alimentaire. Couleur bleue, très visible, permettant une reconnaissance facile et une différenciation des échantillons dans un environnement industriel. Idéal pour les échantillons liquides et solides. Exempt de DNase, RNase et de pyrogène. Imprimé. Fermeture avec 2 fils ronds. Certificat de stérilité disponible gratuitement sur [www.labbox.com](http://www.labbox.com)



Apte à un usage alimentaire



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'



Certifié sans DNase et RNase

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	larg.	long.	épaisseur (mm)	unités par ref.
STBB-450-500	450 ml	114	229	0,063	500

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STBB-450-500	1	2,5	39232100	08434868080669

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Sacchetto per campionamento sterile, di colore azzurro****Descrizione :** Realizzato in polietilene vergine. Specifico per l'industria alimentare. Il colore blu lo rende altamente visibile per il riconoscimento, ma è anche utilizzato per segregare all'interno di un ambiente industriale. Ideale per campioni liquidi e solidi. Libero da Dnasa, Rnasa e pirogeni. Stampato e chiusura con 2 fili tondi. Certificato di sterilità disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito web [www.labbox.com](http://www.labbox.com))

Adatto per uso alimentare



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio



Certificati come prive di DNase e RNase

## DATI TECNICI

referenza	capacità	w	l	spessore (mm)	unità per ref.
STBB-450-500	450 ml	114	229	0,063	500

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STBB-450-500	1	2,5	39232100	08434868080669

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Steriele monsterzakken, blauw**

**Beschrijving :** Gemaakt van nieuw polyethyleen. Specifiek voor de voedingsindustrie. De blauwe kleur maakt ze goed zichtbaar voor herkenning, maar ze worden ook gebruikt om te scheiden binnen de fabrieksomgeving. Ideaal voor vloeibare en vaste monsters. Vrij van DNase, RNase en pyrogenen. Bedrukt en gesloten met 2 ronde draden. Sterilisatiecertificaat beschikbaar (gratis te downloaden van [www.labbox.com](http://www.labbox.com))



Geschikt voor levensmiddelen



Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat



Vrij van DNase en RNase

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	b	l	dikte (mm)	stuks per ref.
STBB-450-500	450 ml	114	229	0,063	500

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STBB-450-500	1	2,5	39232100	08434868080669

## PRODUKTFOTO



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Probenbeutel, steril, blau**

**Beschreibung** : Aus reinem Polyethylen. Insbesondere geeignet für die Lebensmittelindustrie. Die blaue Farbe ist sehr gut sicht- und wiedererkennbar, und erleichtert die Probentrennung im industriellen Anwendungsbereich. Ideal für feste sowie flüssige Proben. DNase-, RNase- und pyrogenfrei. Bedruckt und Verschluss mit zwei runden Drähten. Sterilisationszertifikat verfügbar (kostenloser Download [www.labbox.com](http://www.labbox.com)).



Lebensmittelkontaktmaterial



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'



Zertifiziert DNase- und RNase-frei

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	B	L	Dicke (mm)	Stückzahl pro Artikel
STBB-450-500	450 ml	114	229	0,063	500

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STBB-450-500	1	2,5	39232100	08434868080669

## PRODUKTFOTO

