

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Sistema de electroforesis vertical**

**Descripción :** Usado para la separación de moléculas en geles de poliacrilamida (PAGE). Material acrílico de alta calidad de una sola pieza. Los cables de alimentación están fijados a la tapa con conector tipo banana. Función de auto-apagado en caso de retirar la tapa. Incluye todos los componentes necesarios; soporte, peines, placas de vidrio, espaciadores



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe


## DATOS TÉCNICOS

referencia	dimensiones (largo x ancho x alto)	capacidad	dimensiones del gel (mm)	unidades por ref.
ELFV-750-001	150 x 120 x 115	750 ml	82 x 88	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ELFV-750-001	2,442	2	90272000	08434868081888

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name : Vertical electrophoresis system**

**Description :** Used for the separation of molecules in polyacrylamide gels (PAGE). High quality acrylic material manufactured in one piece. The power cables are fixed to the cover with banana-type plug. Auto-switch off function in case of removing the lid. Includes all the necessary components; tank, combs, glass plates, spacers



Complies with the specifications defined in the European directive

## TECHNICAL DATA

reference	dimensions (length x width x height)	capacity	gel dimensions (mm)	pcs/pack
ELFV-750-001	150 x 120 x 115	750 ml	82 x 88	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ELFV-750-001	2,442	2	90272000	08434868081888

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Système d'électrophorèse vertical**

**Description** : Utilisé pour la séparation de molécule en gel de polyacrylamide (PAGE). Fabriqué d'un seul bloc en acrylique de haute qualité, avec couvercle transparent. Câbles d'alimentation fixés au couvercle avec connecteur de type banane : extinction automatique si on retire le couvercle. Inclut tous les accessoires nécessaires : support, peignes, plaques en verre et espaceurs



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	dimensions (longueur x largeur x hauteur)	capacité	dimensions du gel (mm)	unités par ref.
ELFV-750-001	150 x 120 x 115	750 ml	82 x 88	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ELFV-750-001	2,442	2	90272000	08434868081888

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Sistema per elettroforesi verticale**

**Descrizione** : Utilizzato per la separazione di molecole su gel di poliacrilammide (PAGE). Materiale acrilico di alta qualità prodotto in un solo pezzo. I cavi di alimentazione sono fissati al coperchio con connettore a banana. Funzione spegnimento automatico in caso di rimozione del coperchio. Include tutti i componenti necessari; supporto, pettini, lastre di vetro, distanziatori



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea


## DATI TECNICI

referenza	dimensioni (lunghezza x capacità larghezza x altezza)	dimensioni del gel (mm)	unità per ref.
ELFV-750-001	150 x 120 x 115 750 ml	82 x 88	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ELFV-750-001	2,442	2	90272000	08434868081888

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Verticaal elektroforesesysteem**

**Beschrijving :** Gebruikt voor de scheiding van moleculen in polyacrylamidegels (PAGE). Hoogwaardig acrylmateriaal uit één stuk. De stroomkabels worden met een banaanstekker aan de dop bevestigd. Automatische uitschakelfunctie bij het verwijderen van het deksel. Bevat alle benodigde componenten; houder, kammen, glasplaten, tussenstukjes



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.


## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	capaciteit	afmetingen van de gel (mm)	stuks per ref.
ELFV-750-001	150 x 120 x 115	750 ml	82 x 88	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ELFV-750-001	2,442	2	90272000	08434868081888

## PRODUKTFOTO



**ALLGEMEINE INFORMATIONEN**
**Produktname : Elektrophoresekammer, vertikal**
**Beschreibung :** Verwendet zum Auftrennen von Molekülen in Polyacrylamidgel (PAGE). Hochwertiges Acrylmaterial aus einem Guss. Die Versorgungskabel sind am Deckel mit einem Konnektor befestigt. Automatische Abschaltfunktion bei Abnahme des Deckels. Beinhaltet alle notwendigen Komponenten: Träger, Käämme, Glasplatten, Spacer.


Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	Maße (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Maße des Gels (mm)	Stückzahl pro Artikel
ELFV-750-001	150 x 120 x 115	750 ml	82 x 88	1

**VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN**

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ELFV-750-001	2,442	2	90272000	08434868081888

**PRODUKTFOTO**
