

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Taq Polimerasa x-VITA**

**Descripción :** La Taq polimerasa x-VITA es una enzima recombinante termoestable producida en una cepa de E. coli, que transporta el gen pol clonado de *Thermus aquaticus*. La enzima tiene actividad de polimerasa 5'→3'



Producto que requiere transporte en frío para su envío

## DATOS TÉCNICOS

referencia	envase	descripción	unidades por ref.
TAQP-S05-001	500 U	5 U/μl, 250 rxn	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TAQP-S05-001	0,001	0,0138	38229000	08434868082236

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name : x-VITA Taq Polymerase**

**Description :** The x-VITA Taq DNA Polymerase is a thermostable recombinant enzyme produced in an E. coli strain, which carries the cloned pol gene from *Thermus aquaticus*. The enzyme has 5'→3' polymerase activity



Requires cold transportation

## TECHNICAL DATA

reference	package	description	pcs/pack
TAQP-S05-001	500 U	5U/μl, 250 rxn	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TAQP-S05-001	0,001	0,0138	38229000	08434868082236

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Taq Polymerase x-VITA**

**Description** : Enzyme recombinante thermostable produite dans une souche d'E. Coli, portant le gène pol cloné de *Thermus aquaticus*. L'enzyme a une activité polymérase 5' → 3'



Nécessitant un transport à froid

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	conditionnement	description	unités par ref.
TAQP-S05-001	500 U	5U/μl, 250 rxn	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TAQP-S05-001	0,001	0,0138	38229000	08434868082236

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Taq Polimerasi x-VITA**

**Descrizione** : La Taq polimerasi x-VITA è un enzima ricombinante termostabile prodotto in un ceppo di E. coli, che trasporta il gene pol clonato di *Thermus aquaticus*. La direzione dell'attività enzimatica è da 5' a 3'



Richiede trasporto refrigerato

## DATI TECNICI

referenza	confezione	descrizione	unità per ref.
TAQP-S05-001	500 U	5U/μl, 250 rxn	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TAQP-S05-001	0,001	0,0138	38229000	08434868082236

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : x-VITA Taq Polymerase**

**Beschrijving** : Het x-VITA Taq DNA-polymerase is een thermostabiel, recombinant enzym, geproduceerd in een E. coli-stam die drager is van het gekloonde pol-gen van *Thermus aquaticus*. Het enzym heeft 5'→3' polymerase-activiteit



Gekoeld transport vereist

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	verpakking	beschrijving	stuks per ref.
TAQP-S05-001	500 U	5U/μl, 250 rxn	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TAQP-S05-001	0,001	0,0138	38229000	08434868082236

## PRODUKTFOTO



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Taq-Polymerase x-VITA**

**Beschreibung** : Die Taq-Polymerase x-VITA ist ein rekombinantes, thermostabiles Enzym, das in einem E. coli-Stamm produziert wird, welcher das klonierte pol-Gen aus *Thermus aquaticus* transportiert. Das Enzym besitzt 5'→3'-Polymerase-Aktivität.



Kühltransport erforderlich

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Verpackung	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
TAQP-S05-001	500 U	5U/μl, 250 rxn	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TAQP-S05-001	0,001	0,0138	38229000	08434868082236

## PRODUKTFOTO

