



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Cámara digital Wi-Fi modelo MOTICAM X5 Plus

Descripción : Cámara digital para microscopia con salida Wi-Fi (2.4 o 5 GHz), puerto Ethernet y adaptable con montura "C". Resolución en vivo: FullHD (1920x1080 píxeles). Resolución captura: 4.0 MP. Sensor: CMOS. Tamaño del sensor: 1/3". Lente macro enfocable: 12mm. 2 adaptadores para ocular de diámetro variable. Macrotubo para observación de especímenes. Alimentación por USB. Motic Images Plus 3.1 para PC y Mac. Preparación de calibración Motic de 4 puntos. Sistema operativo: Windows, Mac OSX, Android y iOS. Alimentación 100V-240V (CE). Garantía 2 años. Entrega 2 semanas



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
CM08-0X5-001	cámara digital Wi-Fi MOTICAM X5 Plus	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM08-0X5-001	7	2	85258900	

FOTO DEL PRODUCTO





GENERAL INFORMATION

Product name : Wi-Fi digital camera model MOTICAM X5 Plus

Description : Digital camera for microscopy with Wi-Fi output (2.4 or 5 GHz), Ethernet with an attachable C-mount. Live resolution : FullHD (1920 x 108 pixels). Still resolution: 4.0MP. Sensor: CMOS. Optical calculation: 1/3". Focusable lens: 12mm. 2 variable diameter eyepiece adaptors. Macrotube for specimens observation. USB supply. Motic Images Plus 3.1 for PC and Mac. Motic 4-dot calibration slide. Operating system: Windows, Mac OSX, Android and iOS. Supply 100V-240V (CE). 2 years warranty. Delivery time 2 weeks



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
CM08-0X5-001	Wi-Fi digital camera MOTICAM X5 Plus	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM08-0X5-001	7	2	85258900	

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Caméra numérique Wi-Fi modèle MOTICAM X5 Plus

Description : Caméra numérique pour microscope avec sortie Wi-Fi (2.4 ou 5 GHz), Ethernet et adaptable monture «C». Résolution en live : FullHD (1920 x 1080 pixels). Résolution capture d'images : 4.0 Mp. Capteur : CMOS, taille du capteur : 1/3". Objectif macro focalisable : 12 mm. 2 adaptateurs pour oculaires de diamètre variable. Macrotube pour observation de spécimens. Alimentée par USB. Inclut Motic Images Plus 3.1 pour PC et Mac. Préparation d'étalonnage Motic en 4 points. Système d'exploitation : Windows, Mac OS X, Android et iOS. Alimentation 100-240 V (CE). Garantie 2 ans. Délai de livraison 2 semaines



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
CM08-0X5-001	caméra numérique Wi-Fi MOTICAM X5 Plus	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM08-0X5-001	7	2	85258900	

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : Fotocamera digitale modello Wi-Fi MOTICAM X5 Plus**

Descrizione : Fotocamera digitale per microscopia con uscita Wi-Fi (2,4 o 5 GHz), porta Ethernet e adattabile con attacco "C". Risoluzione dal vivo: FullHD (1920 x 1080 pixel). Risoluzione acquisizione: 4.0 MP. Sensore: CMOS. Dimensioni del sensore: 1/3". Lente macro focalizzabile: 12mm. 2 adattatori per oculare di diametro variabile. Macrotubo per l'osservazione del campione. Alimentazione USB. Motic Images Plus 3.1 per PC e Mac. Preparazione della calibrazione Motic a 4 punti. Sistema operativo: Windows, Mac OSX, Android e iOS. Alimentazione 100 V-240 V (CE). Garanzia di 2 anni. Consegna: 2 settimane



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
CM08-0X5-001	fotocamera digitale X5 Plus	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM08-0X5-001	7	2	85258900	

FOTO DEL PRODOTTO

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Digitale camera met Wi-Fi, MOTICAM X5 Plus**

Beschrijving : Digitale camera voor microscopie met Wifi-uitgang (2,4 of 5 GHz), ethernet-poort en aanpasbaar met "C"-mount montage. Live-resolutie: FullHD (1920x1080 pixels). Opname resolutie: 4.0 MP. Sensor: CMOS. Sensorgrootte: 1/3". Scherpstelbare macrolens: 12mm. 2 adapters voor oculairs met variabele diameter. Macrohuis voor observatie van specimen. Stroomvoorziening via USB. Motic Images Plus 3.1 voor PC en Mac. Motic 4-puntskalibratievoorbereiding. Besturingssysteem: Windows, Mac OSX, Android en iOS. Voeding 100V-240V (CE). 2 jaar garantie. Levertijd 2 weken



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
CM08-0X5-001	digitale camera Wi-Fi MOTICAM X5 Plus	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM08-0X5-001	7	2	85258900	

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Digitalkamera mit WLAN, MOTICAM X5 Plus

Beschreibung : Digitalkamera für die Mikroskopie mit WLAN (2.4 oder 5 GHz), Ethernet-Port und C-Mount-Anschluss. Auflösung in Echtzeit: FullHD (1920x1080 Pixel). Auflösung: 4.0 MP. Sensor: CMOS. Sensorgröße: 1/3". Fokussierbare Makrolinse: 12 mm. Zwei Adapter für Okulare mit variablem Durchmesser. Makrotubus zur Beobachtung von Proben. Stromversorgung durch USB. Motic Images Plus 3.1 für PC und Mac. Präparat für Vierpunktkalibrierung. Betriebssystem: Windows, Mac OSX, Android und iOS. Netzanschluss 100V-240V (CE). Garantie 2 Jahre. Lieferzeit 2 Wochen.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
CM08-0X5-001	Digitalkamera WLAN MOTICAM X5 Plus	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM08-0X5-001	7	2	85258900	

PRODUKTFOTO

