

GENERAL INFORMATION

Product name : NR filtering mask, FFP2 level**Description :** Valveless, 5 layers with high filtration level and low breathing resistance. Foldable and individually packed (according to FFP2 level protection defined by EN149-2001 standards) with earloops and interior nose clip

Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
MASK-PB2-020	FFP2 white folded	20
MASK-PN2-020	FFP2 black folded	20

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MASK-PB2-020	0,75	0,228	48189010	08434868096837
MASK-PN2-020	0,75	0,284	48189010	08434868096844

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Máscara filtrante NR, nivel FFP2****Descripción :** Sin válvula, 5 capas con alto nivel de filtrado y baja resistencia respiratoria, plegable y envasada individualmente (corresponde al nivel FFP2 de protección definido en la norma EN 149:2001) con aros elásticos y clip nasal interior

El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
MASK-PB2-020	FFP2 blanca plegable	20
MASK-PN2-020	FFP2 negra plegable	20

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MASK-PB2-020	0,75	0,228	48189010	08434868096837
MASK-PN2-020	0,75	0,284	48189010	08434868096844

FOTO DEL PRODUCTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Masque filtrant NR, niveau ffp2

Description : Sans valve, 5 couches avec un élevé niveau de filtration et une basse résistance respiratoire, pliable et emballé individuellement (correspond au niveau de protection FFP2 défini dans la norme EN 149:2001) avec anneaux élastiques et pince-nez intérieur



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
MASK-PB2-020	FPP2 blanche pliable	20
MASK-PN2-020	FPP2 noir pliable	20


EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MASK-PB2-020	0,75	0,228	48189010	08434868096837
MASK-PN2-020	0,75	0,284	48189010	08434868096844

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Mascherina filtrante NR, livello FFP2**Descrizione :** Senza valvola, 5 strati con alto livello di filtrazione e bassa resistenza respiratoria, pieghevole e confezionata singolarmente (corrisponde al livello di protezione FFP2 definito nella norma EN 149:2001) con passanti per l'orecchio e clip per naso Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
MASK-PB2-020	FFP2 bianca formato pieghevole	20
MASK-PN2-020	FFP2 nero formato pieghevole	20

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MASK-PB2-020	0,75	0,228	48189010	08434868096837
MASK-PN2-020	0,75	0,284	48189010	08434868096844

FOTO DEL PRODOTTO

