

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Bidón rectangular con grifo

Descripción : Fabricado en PP (polipropileno), con resinas de grado médico USP Clase VI. Incluye: Tapón de rosca de polipropileno (PP) y grifo. Autoclavable y a prueba de fugas. Con mango de acero inoxidable y boca ancha para facilitar el llenado. Graduación en litros y galones



Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	l (mm)	w (mm)	h (mm)	Øint. boca(mm)	unidades por ref.
BCGA-005-001	5 L	229	144	330	86,3	1
BCGA-010-001	10 L	284	176	389	86,3	1
BCGA-020-001	20 L	340	209	486	85,7	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BCGA-005-001	8	0,8	39233090	08434868096349
BCGA-010-001	28,125	1,2	39233090	08434868096356
BCGA-020-001	45	2,1	39233090	08434868096363

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

GENERAL INFORMATION

Product name : Rectangular carboy with faucet

Description : Made of PP (polypropylene), with medical grade resins USP Class VI. Includes: Polypropylene (PP) screw cap and faucet. Autoclavable and leak-proof. With a stainless steel handle and wide mouth for easy filling. Graduation in litres and gallons



Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	capacity	l(mm)	w (mm)	h (mm)	Øinner mouth (mm)	pcs/pack
BCGA-005-001	5 L	229	144	330	86,3	1
BCGA-010-001	10 L	284	176	389	86,3	1
BCGA-020-001	20 L	340	209	486	85,7	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BCGA-005-001	8	0,8	39233090	08434868096349
BCGA-010-001	28,125	1,2	39233090	08434868096356
BCGA-020-001	45	2,1	39233090	08434868096363

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Bidon rectangulaire avec robinet**Description :** Fabriqué en PP (polypropylène), avec des résines de qualité médicale USP classe VI. Comprend : Bouchon à vis en polypropylène (PP). Autoclavable et étanche. Avec une poignée en acier inoxydable et une large bouche pour un remplissage facile. Graduation en litres et gallons

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	long. (mm)	larg. (mm)	h (mm)	Øint. col (mm)	unités par ref.
BCGA-005-001	5 L	229	144	330	86,3	1
BCGA-010-001	10 L	284	176	389	86,3	1
BCGA-020-001	20 L	340	209	486	85,7	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BCGA-005-001	8	0,8	39233090	08434868096349
BCGA-010-001	28,125	1,2	39233090	08434868096356
BCGA-020-001	45	2,1	39233090	08434868096363

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Fusto rettangolare con rubinetto

Descrizione : Realizzato in PP (polipropilene), con resine di grado medico USP Classe VI. Include: tappo a vite in polipropilene (PP). Autoclavabile e a prova di perdita. Con manico in acciaio inossidabile e bocca larga per un facile riempimento. Graduato in litri e galloni



Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità	L (mm)	w (mm)	h (mm)	Øint bocchetta (mm)	unità per ref.
BCGA-005-001	5 L	229	144	330	86,3	1
BCGA-010-001	10 L	284	176	389	86,3	1
BCGA-020-001	20 L	340	209	486	85,7	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BCGA-005-001	8	0,8	39233090	08434868096349
BCGA-010-001	28,125	1,2	39233090	08434868096356
BCGA-020-001	45	2,1	39233090	08434868096363

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Rechthoekige jerrycan met kraan

Beschrijving : Vervaardigd van PP (polypropyleen), met USP klasse VI medische harsen. Bevat: Polypropyleen (PP) schroefdop en kraan. Autoclaveerbaar en lekvrij. Met roestvrijstalen handvat en brede mond voor eenvoudig vullen. Schaalverdeling in liters en gallons



Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	l (mm)	b (mm)	h (mm)	binnenØ mond(mm)	stuks per ref.
BCGA-005-001	5 L	229	144	330	86,3	1
BCGA-010-001	10 L	284	176	389	86,3	1
BCGA-020-001	20 L	340	209	486	85,7	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BCGA-005-001	8	0,8	39233090	08434868096349
BCGA-010-001	28,125	1,2	39233090	08434868096356
BCGA-020-001	45	2,1	39233090	08434868096363

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Kanister mit Ablasshahn, rechteckig

Beschreibung : Aus PP (Polypropylen), mit Kunststoffharzen, medizinischer Grad USP Klasse VI. Mit Schraubverschluss aus Polypropylen (PP) und Ablasshahn. Autoklavierbar und dichtigkeitsgeprüft. Mit Griff aus Edelstahl und breiter Öffnung für ein einfaches Befüllen. Graduierung in Liter und Gallonen



Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	L (mm)	B (mm)	H (mm)	ØÖffnung inn. (mm)	Stückzahl pro Artikel
BCGA-005-001	5 L	229	144	330	86,3	1
BCGA-010-001	10 L	284	176	389	86,3	1
BCGA-020-001	20 L	340	209	486	85,7	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BCGA-005-001	8	0,8	39233090	08434868096349
BCGA-010-001	28,125	1,2	39233090	08434868096356
BCGA-020-001	45	2,1	39233090	08434868096363

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.