

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Espátula cuchara plana Premium Line**Descripción :**

En acero inoxidable tipo 304. Autoclavable



Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	l (mm)	wespátula (mm)	unidades por ref.
SPPL-P12-003	120	21,3	3
SPPL-P15-003	150	22	3
SPPL-P18-003	180	26	3
SPPL-P21-003	210	26	3
SPPL-P25-003	250	32	3
SPPL-P30-003	300	40	3

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPPL-P12-003	25	0,05	82130000	08434868099937
SPPL-P15-003	30	0,06	82055980	08434868105454
SPPL-P18-003	30	0,06	82055980	08434868105461
SPPL-P21-003	125	0,10	82055980	08434868105478
SPPL-P25-003	150	0,15	82055980	08434868105485
SPPL-P30-003	250	0,18	82055980	08434868105492

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Spatula with spoon, Premium Line

Description :

Made of stainless steel grade 304. Autoclavable



Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	l(mm)	wspatula (mm)	pcs/pack
SPPL-P12-003	120	21,3	3
SPPL-P15-003	150	22	3
SPPL-P18-003	180	26	3
SPPL-P21-003	210	26	3
SPPL-P25-003	250	32	3
SPPL-P30-003	300	40	3

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPPL-P12-003	25	0,05	82130000	08434868099937
SPPL-P15-003	30	0,06	82055980	08434868105454
SPPL-P18-003	30	0,06	82055980	08434868105461
SPPL-P21-003	125	0,10	82055980	08434868105478
SPPL-P25-003	150	0,15	82055980	08434868105485
SPPL-P30-003	250	0,18	82055980	08434868105492

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Spatule cuillère plate, Premium Line**Description :**

En acier inoxydable type 304. Autoclavable



Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. (mm)	larg.spatule (mm)	unités par ref.
SPPL-P12-003	120	21,3	3
SPPL-P15-003	150	22	3
SPPL-P18-003	180	26	3
SPPL-P21-003	210	26	3
SPPL-P25-003	250	32	3
SPPL-P30-003	300	40	3

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPPL-P12-003	25	0,05	82130000	08434868099937
SPPL-P15-003	30	0,06	82055980	08434868105454
SPPL-P18-003	30	0,06	82055980	08434868105461
SPPL-P21-003	125	0,10	82055980	08434868105478
SPPL-P25-003	150	0,15	82055980	08434868105485
SPPL-P30-003	250	0,18	82055980	08434868105492



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Spatola con cucchiaino piatta, Premium Line**Descrizione :**

In acciaio inox classe 304. Autoclavabile



Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	L (mm)	hspatola (mm)	unità per ref.
SPPL-P12-003	120	21,3	3
SPPL-P15-003	150	22	3
SPPL-P18-003	180	26	3
SPPL-P21-003	210	26	3
SPPL-P25-003	250	32	3
SPPL-P30-003	300	40	3

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPPL-P12-003	25	0,05	82130000	08434868099937
SPPL-P15-003	30	0,06	82055980	08434868105454
SPPL-P18-003	30	0,06	82055980	08434868105461
SPPL-P21-003	125	0,10	82055980	08434868105478
SPPL-P25-003	150	0,15	82055980	08434868105485
SPPL-P30-003	250	0,18	82055980	08434868105492

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Platte spatel-lepel Premium Line**Beschrijving** : Gemaakt van roestvrij staal type 304. Autoclaveerbaar.

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	l (mm)	bhandvat (mm)	stuks per ref.
SPPL-P12-003	120	21,3	3
SPPL-P15-003	150	22	3
SPPL-P18-003	180	26	3
SPPL-P21-003	210	26	3
SPPL-P25-003	250	32	3
SPPL-P30-003	300	40	3

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPPL-P12-003	25	0,05	82130000	08434868099937
SPPL-P15-003	30	0,06	82055980	08434868105454
SPPL-P18-003	30	0,06	82055980	08434868105461
SPPL-P21-003	125	0,10	82055980	08434868105478
SPPL-P25-003	150	0,15	82055980	08434868105485
SPPL-P30-003	250	0,18	82055980	08434868105492



ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Produktname : Löffelspatel, flach, Premium Line
Beschreibung :

Aus Edelstahl 304. Autoklavierbar.



Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	L (mm)	WSpatel (mm)	Stückzahlpro Artikel
SPPL-P12-003	120	21,3	3
SPPL-P15-003	150	22	3
SPPL-P18-003	180	26	3
SPPL-P21-003	210	26	3
SPPL-P25-003	250	32	3
SPPL-P30-003	300	40	3

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPPL-P12-003	25	0,05	82130000	08434868099937
SPPL-P15-003	30	0,06	82055980	08434868105454
SPPL-P18-003	30	0,06	82055980	08434868105461
SPPL-P21-003	125	0,10	82055980	08434868105478
SPPL-P25-003	150	0,15	82055980	08434868105485
SPPL-P30-003	250	0,18	82055980	08434868105492

