

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Tampón de carga (6X) OXGEN****Descripción :**

Buffer de carga premezclado con colorantes de seguimiento para electroforesis en geles de agarosa y poliacrilamida no desnaturizante. Colorantes utilizados; xileno cianol, naranja G y azul de bromofenol. 5 tubos de 1ml cada uno



Producto que requiere transporte en frío para su envío

## DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	envase	unidades por ref.
LDBF-00B-005	azul de bromofenol	5 x 1 ml	1
LDBF-00N-005	naranja G y xileno cianol	5 x 1 ml	1
LDBF-003-005	3 colorantes	5 x 1 ml	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LDBF-00B-005	1	1,00	38229000	08434868107083
LDBF-00N-005	1	1,00	38229000	08434868107090
LDBF-003-005	1	1,00	38229000	08434868107106

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name : Loading buffer (6X) OXGEN**

**Description :** Pre-mixed loading buffer with tracking dyes for non-denaturing agarose and polyacrylamide gel electrophoresis. Dyes used include xylene cyanol, orange G, and bromophenol blue. Comes in 5 tubes, each containing 1 ml



Requires cold transportation

## TECHNICAL DATA

reference	description	package	pcs/pack
LDBF-00B-005	bromophenol blue	5 x 1 ml	1
LDBF-00N-005	orange G and xylene cyanol	5 x 1 ml	1
LDBF-003-005	3 dyes	5 x 1 ml	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LDBF-00B-005	1	1,00	38229000	08434868107083
LDBF-00N-005	1	1,00	38229000	08434868107090
LDBF-003-005	1	1,00	38229000	08434868107106

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Tampon de charge (6X) OXGEN**

**Description :** Tampon de charge pré-mélangé avec des colorants pour électrophorèse en gels d'agarose et de polyacrylamide non dénaturants. Colorants utilisés : xylène cyanol, orange G et bleu de bromophénol. 5 tubes de 1 ml chacun



Nécessitant un transport à froid

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	conditionnement	unités par ref.
LDBF-00B-005	bleu de bromophénol	5 x 1 ml	1
LDBF-00N-005	orange G et xylène cyanol	5 x 1 ml	1
LDBF-003-005	3 colorants	5 x 1 ml	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LDBF-00B-005	1	1,00	38229000	08434868107083
LDBF-00N-005	1	1,00	38229000	08434868107090
LDBF-003-005	1	1,00	38229000	08434868107106

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Buffer di caricamento (6X) OXGEN**

**Descrizione :** Buffer di caricamento pre-miscelato con tracciante colorato per elettroforesi su gel di agarosio e poliacrilammide non denaturante. Coloranti utilizzati; xilene cianolo, arancione G e blu di bromofenolo. 5 flaconi da 1 ml ciascuno



Richiede trasporto refrigerato

## DATI TECNICI

referenza	descrizione	confezione	unità per ref.
LDBF-00B-005	blu di bromofenolo.	5 x 1 ml	1
LDBF-00N-005	arancione G e xilene cianolo	5 x 1 ml	1
LDBF-003-005	3 coloranti	5 x 1 ml	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LDBF-00B-005	1	1,00	38229000	08434868107083
LDBF-00N-005	1	1,00	38229000	08434868107090
LDBF-003-005	1	1,00	38229000	08434868107106

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : OXGEN Loadingbuffer (6X)****Beschrijving :**

Voorgemengde laadbuffer met kleurstoffen voor het opsporen van niet-denaturerende agarose en polyacrylamide gel elektroforese. De gebruikte kleurstoffen zijn xyleencyanol, oranje G en broomfenolblauw. Wordt geleverd in 5 buisjes die elk 1 ml bevatten



Gekoeld transport vereist

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	verpakking	stuks per ref.
LDBF-00B-005	broomfenolblauw	5 x 1 ml	1
LDBF-00N-005	oranje G en xyleencyanol	5 x 1 ml	1
LDBF-003-005	3 kleurstoffen	5 x 1 ml	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LDBF-00B-005	1	1,00	38229000	08434868107083
LDBF-00N-005	1	1,00	38229000	08434868107090
LDBF-003-005	1	1,00	38229000	08434868107106

## PRODUKTFOTO



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Probenpuffer (6X) OXGEN****Beschreibung :**

Vorgemischter Ladebuffer mit Tracking-Farbstoffen für die nicht-denaturierende Agarose- und Polyacrylamid Gelelektrophorese. Verwendete Farbstoffe: Xylencyanol, Orange G und Bromphenolblau. 5 Röhrchen mit jeweils 1 ml.



Kühltransport erforderlich

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung	Stückzahlpro Artikel
LDBF-00B-005	Bromphenolblau	5 x 1 ml	1
LDBF-00N-005	Orange G und Xylencyanol	5 x 1 ml	1
LDBF-003-005	3 Farbstoffe	5 x 1 ml	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LDBF-00B-005	1	1,00	38229000	08434868107083
LDBF-00N-005	1	1,00	38229000	08434868107090
LDBF-003-005	1	1,00	38229000	08434868107106

## PRODUKTFOTO

