

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Vial de polipropileno para muestras**Descripción :**

Fabricados en PP transparente. Tapa con bisagra par un fácil manejo con una sola mano. Graduados e ideales para el muestreo de leche y alimentos. Disponible en dos versiones: cierre con y sin precinto



Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø(mm)	htotal (mm)	tipo	unidades por ref.
SVPP-030-200	30 ml	28,5	76,5	A	200
SVPP-045-200	45 ml	23	84	B	200
SVPP-030-600	30 ml	28,5	76,5	A	600
SVPP-045-600	45 ml	23	84	B	600

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVPP-030-200	30	2,83	39233010	08434868106680
SVPP-045-200	33,33	3,166	39233010	08434868106697
SVPP-030-600	90	8,5	39233010	18434868080727
SVPP-045-600	100	9,5	39233010	18434868106694

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

GENERAL INFORMATION

Product name : Polypropylene sampling vial**Description :**

Made of transparent PP. Hinged lid for easy one-handed operation. Graduated and ideal for milk and food sampling. Available in two versions: with and without seal



Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	htotal (mm)	type	pcs/pack
SVPP-030-200	30 ml	28,5	76,5	A	200
SVPP-045-200	45 ml	23	84	B	200
SVPP-030-600	30 ml	28,5	76,5	A	600
SVPP-045-600	45 ml	23	84	B	600

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVPP-030-200	30	2,83	39233010	08434868106680
SVPP-045-200	33,33	3,166	39233010	08434868106697
SVPP-030-600	90	8,5	39233010	18434868080727
SVPP-045-600	100	9,5	39233010	18434868106694

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Fiole en polypropylène pour échantillon**Description :**

Fabriqué en PP transparent. Couvercle à charnière pour une utilisation facile d'une seule main. Gradué et idéal pour l'échantillonnage du lait et des aliments. Disponible en deux versions : avec et sans joint



Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	htotale (mm)	type	unités par ref.
SVPP-030-200	30 ml	28,5	76,5	A	200
SVPP-045-200	45 ml	23	84	B	200
SVPP-030-600	30 ml	28,5	76,5	A	600
SVPP-045-600	45 ml	23	84	B	600

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVPP-030-200	30	2,83	39233010	08434868106680
SVPP-045-200	33,33	3,166	39233010	08434868106697
SVPP-030-600	90	8,5	39233010	18434868080727
SVPP-045-600	100	9,5	39233010	18434868106694

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Flacone per campioni in polipropilene**Descrizione :**

Realizzato in PP trasparente. Chiusura a cerniera per un facile utilizzo con una sola mano. Graduato e ideale per il campionamento di latte e alimenti. Disponibile in due versioni: con e senza sigillo.



Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø(mm)	htotale (mm)	tipo	unità per ref.
SVPP-030-200	30 ml	28,5	76,5	A	200
SVPP-045-200	45 ml	23	84	B	200
SVPP-030-600	30 ml	28,5	76,5	A	600
SVPP-045-600	45 ml	23	84	B	600

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVPP-030-200	30	2,83	39233010	08434868106680
SVPP-045-200	33,33	3,166	39233010	08434868106697
SVPP-030-600	90	8,5	39233010	18434868080727
SVPP-045-600	100	9,5	39233010	18434868106694

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Monsterflesje van polypropyleen**Beschrijving :** Gemaakt van transparant PP. Scharnierend deksel voor eenvoudige bediening met één hand. Gegradueerd en ideaal voor melk- en voedselbemonstering. Verkrijgbaar in twee versies: met en zonder verzegeling

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø(mm)	htotaal (mm)	type	stuks per ref.
SVPP-030-200	30 ml	28,5	76,5	A	200
SVPP-045-200	45 ml	23	84	B	200
SVPP-030-600	30 ml	28,5	76,5	A	600
SVPP-045-600	45 ml	23	84	B	600

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVPP-030-200	30	2,83	39233010	08434868106680
SVPP-045-200	33,33	3,166	39233010	08434868106697
SVPP-030-600	90	8,5	39233010	18434868080727
SVPP-045-600	100	9,5	39233010	18434868106694

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Probenfläschchen aus Polypropylen

Beschreibung : Aus transparentem PP. Mit Scharnierdeckel, der eine einfache Handhabung mit einer Hand ermöglicht. Graduiert und ideal für die Probennahme von Milch und Lebensmitteln. Erhältlich in zwei Ausführungen: mit und ohne Dichtung.



Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø(mm)	Hgesamt (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
SVPP-030-200	30 ml	28,5	76,5	A	200
SVPP-045-200	45 ml	23	84	B	200
SVPP-030-600	30 ml	28,5	76,5	A	600
SVPP-045-600	45 ml	23	84	B	600

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVPP-030-200	30	2,83	39233010	08434868106680
SVPP-045-200	33,33	3,166	39233010	08434868106697
SVPP-030-600	90	8,5	39233010	18434868080727
SVPP-045-600	100	9,5	39233010	18434868106694

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.