

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Portafiltros de acero inoxidable para membranas de 47 mm****Descripción :** Consta de base, soporte portafiltros y embudo de acero inoxidable (300 ml), tapón de silicona #8 (Øsup 37 mm y Øinf 30 mm) y pinza de aluminio. Se conecta directamente a la rampa de filtración

## DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
FUSS-047-001	portafiltros de acero para membranas de 47 mm (equipo completo)	1
FUSS-A01-001	soporte portafiltros de acero inoxidable 47 mm	1
FUSS-A04-001	embudo de 300 ml en acero inoxidable	1
FUSS-A02-001	tapón de silicona 8	1
FUSS-A03-001	pinza de aluminio para equipo de filtración	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FUSS-047-001	603	1,00	84212980	08434868024663
FUSS-A01-001	1500	0,15	84212980	08434868024670
FUSS-A04-001	1500	0,15	84212980	08434868024700
FUSS-A02-001	1500	0,15	84212980	08434868024687
FUSS-A03-001	1500	0,15	84212980	08434868024694

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name : Stainless steel filter holder for 47 mm disc filters****Description :**

Includes stainless steel holder, support screen and funnel (300 ml), silicone stopper #8 (Øupper 37 mm and Ølower 30 mm) and aluminium clamp. Can be connected to any filter holder bearing a stopper size #8

## TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
FUSS-047-001	stainless steel filter holder for 47 mm disc filters (complete set)	1
FUSS-A01-001	stainless steel support screen, 47 mm	1
FUSS-A04-001	stainless steel funnel, 300 ml	1
FUSS-A02-001	silicone stopper 8	1
FUSS-A03-001	aluminium clamp	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FUSS-047-001	603	1,00	84212980	08434868024663
FUSS-A01-001	1500	0,15	84212980	08434868024670
FUSS-A04-001	1500	0,15	84212980	08434868024700
FUSS-A02-001	1500	0,15	84212980	08434868024687
FUSS-A03-001	1500	0,15	84212980	08434868024694

## PRODUCT PHOTO





## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Kit de filtration en acier inoxydable pour membrane de 47 mm****Description :** Se compose d'une base, entonnoir (300 ml) et support de filtre en inox, bouchon en silicone #8 ( $\varnothing$ sup 37 mm et  $\varnothing$ inf 30 mm) et pince en aluminium. Se connecte directement à la rampe de filtration

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
FUSS-047-001	kit de filtration en inox pour membrane 47 mm (ensemble complet)	1
FUSS-A01-001	base avec filtre en inox, 47 mm	1
FUSS-A04-001	entonnoir 300 ml pour ensemble de filtration en inox	1
FUSS-A02-001	bouchon silicone 8	1
FUSS-A03-001	pince en aluminium pour ensemble de filtration	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FUSS-047-001	603	1,00	84212980	08434868024663
FUSS-A01-001	1500	0,15	84212980	08434868024670
FUSS-A04-001	1500	0,15	84212980	08434868024700
FUSS-A02-001	1500	0,15	84212980	08434868024687
FUSS-A03-001	1500	0,15	84212980	08434868024694

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Portafiltri in acciaio inox per membrane di 47 mm****Descrizione :** È composto da base, supporto portafiltri e imbuto in acciaio inox (300 ml), tappo in silicone #8 (Øsup 37 mm e Øinf 30 mm) e pinza in alluminio. Si collega direttamente alla rampa di filtrazione

## DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
FUSS-047-001	portafiltri in acciaio per membrane di 47 mm (sistema completo)	1
FUSS-A01-001	supporto portafiltri in acciaio inossidabile 47 mm	1
FUSS-A04-001	Imbuto in acciaio inossidabile da 300 ml	1
FUSS-A02-001	tappo in silicone 8	1
FUSS-A03-001	pinza in alluminio per apparecchiatura di filtrazione	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FUSS-047-001	603	1,00	84212980	08434868024663
FUSS-A01-001	1500	0,15	84212980	08434868024670
FUSS-A04-001	1500	0,15	84212980	08434868024700
FUSS-A02-001	1500	0,15	84212980	08434868024687
FUSS-A03-001	1500	0,15	84212980	08434868024694

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : RVS filterhouder voor membranen van 47 mm****Beschrijving :** Bestaat uit een basis, een filterhoudersteun en een roestvrijstalen trechter (300 ml), een #8 siliconen dop (bovenØ 37 mm en onderØ 30 mm) en een aluminium klem. Wordt rechtstreeks aangesloten op de filtratie-eenheid

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
FUSS-047-001	stalen filterhouder voor membranen van 47 mm (volledige set)	1
FUSS-A01-001	RVS filterhouder 47 mm	1
FUSS-A04-001	RVS trechter van 300 ml	1
FUSS-A02-001	siliconen dop 8	1
FUSS-A03-001	aluminium klem voor filtratieapparatuur	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FUSS-047-001	603	1,00	84212980	08434868024663
FUSS-A01-001	1500	0,15	84212980	08434868024670
FUSS-A04-001	1500	0,15	84212980	08434868024700
FUSS-A02-001	1500	0,15	84212980	08434868024687
FUSS-A03-001	1500	0,15	84212980	08434868024694

## PRODUKTFOTO



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Filtrationsaufsatz aus Edelstahl, für 47 mm Membranen****Beschreibung :** Mit einer Basis mit einer porösen Glasplatte, Edelstahlfilterhalter und -trichter (300 ml), Silikondichtung #8 (Øoben 37 mm und Øunten 30 mm) und Aluminiumklammer. Wird direkt an das Vakuumfiltrationsgerät angeschlossen.

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahlpro Artikel
FUSS-047-001	Filtrationsaufsatz aus Edelstahl für 47 mm Membranen	1
FUSS-A01-001	47 mm Edelstahlfilterhalter	1
FUSS-A04-001	300 ml Edelstahltrichter	1
FUSS-A02-001	Silikondichtung #8	1
FUSS-A03-001	Aluminiumklammer	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FUSS-047-001	603	1,00	84212980	08434868024663
FUSS-A01-001	1500	0,15	84212980	08434868024670
FUSS-A04-001	1500	0,15	84212980	08434868024700
FUSS-A02-001	1500	0,15	84212980	08434868024687
FUSS-A03-001	1500	0,15	84212980	08434868024694

## PRODUKTFOTO

