

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Pinza universal

**Descripción :** Permite sujetar objetos de 15 a 65 mm de diámetro


## DATOS TÉCNICOS

referencia	l (mm)	tipo	unidades por ref.
RCL2-001-001	245	2 dedos forrados de corcho (A)	1
RCL3-001-001	260	3 dedos forrados con caucho (B)	1
RCL4-001-001	245	4 dedos forrados de corcho (C)	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RCL2-001-001	0,728	0,19	82032000	08434868039582
RCL3-001-001	0,742	0,13	82032000	08434868039599
RCL4-001-001	0,742	0,19	82032000	08434868039605

## FOTO DEL PRODUCTO




**GENERAL INFORMATION**
**Product name : Retort clamp**
**Description :** Can hold 15 to 65 mm diameter objects

**TECHNICAL DATA**

reference	l(mm)	type	pcs/pack
RCL2-001-001	245	2 cork-lined prongs (A)	1
RCL3-001-001	260	3 rubber sleeved prongs (B)	1
RCL4-001-001	245	4 cork-lined prongs (C)	1

**PACKAGING AND LOGISTICS**

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RCL2-001-001	0,728	0,19	82032000	08434868039582
RCL3-001-001	0,742	0,13	82032000	08434868039599
RCL4-001-001	0,742	0,19	82032000	08434868039605

**PRODUCT PHOTO**


## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Pince universelle****Description :** Permet le maintien des objets de 15 à 65 mm de diamètre


## DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. (mm)	type	unités par ref.
RCL2-001-001	245	2 doigts recouverts en liège (A)	1
RCL3-001-001	260	3 doigts recouverts en caoutchouc (B)	1
RCL4-001-001	245	4 doigts recouverts en liège (C)	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RCL2-001-001	0,728	0,19	82032000	08434868039582
RCL3-001-001	0,742	0,13	82032000	08434868039599
RCL4-001-001	0,742	0,19	82032000	08434868039605

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Pinza universale****Descrizione :** Consente di afferrare oggetti con diametro compreso tra 15 e 65 mm


## DATI TECNICI

referenza	L (mm)	tipo	unità per ref.
RCL2-001-001	245	2 branche rivestite in sughero (A)	1
RCL3-001-001	260	3 branche rivestite in caucciù (B)	1
RCL4-001-001	245	4 branche rivestite in sughero (C)	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RCL2-001-001	0,728	0,19	82032000	08434868039582
RCL3-001-001	0,742	0,13	82032000	08434868039599
RCL4-001-001	0,742	0,19	82032000	08434868039605

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Universele klem****Beschrijving :** Maakt het mogelijk om voorwerpen met een diameter van 15 tot 65 mm vast te houden


## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	l (mm)	type	stuks per ref.
RCL2-001-001	245	2 met kurk gecoate vingers (A)	1
RCL3-001-001	260	3 met rubber gecoate vingers (B)	1
RCL4-001-001	245	4 met kurk gecoate vingers (C)	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RCL2-001-001	0,728	0,19	82032000	08434868039582
RCL3-001-001	0,742	0,13	82032000	08434868039599
RCL4-001-001	0,742	0,19	82032000	08434868039605

## PRODUKTFOTO



**ALLGEMEINE INFORMATIONEN**
**Produktname : Stativklemme, universal**
**Beschreibung :** Klemme für Objekte mit einem Durchmesser von 15 bis 65 mm.

**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	L (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
RCL2-001-001	245	2 Finger, mit Korkeinlagen (A)	1
RCL3-001-001	260	3 Finger, mit Korkeinlagen (B)	1
RCL4-001-001	245	4 Finger, mit Korkeinlagen (C)	1

**VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN**

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RCL2-001-001	0,728	0,19	82032000	08434868039582
RCL3-001-001	0,742	0,13	82032000	08434868039599
RCL4-001-001	0,742	0,19	82032000	08434868039605

**PRODUKTFOTO**
