

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Caja para almacenar portaobjetos

**Descripción :** De poliestireno. Con tapa separable y ranuras numeradas para portaobjetos de 76 x 26 mm

## DATOS TÉCNICOS

referencia	l (mm)	w (mm)	h (mm)	tipo	unidades por ref.
MSBP-025-001	125	95	35	para 25 portaobjetos	1
MSBP-050-001	230	100	35	para 50 portaobjetos	1
MSBP-100-001	230	185	35	para 100 portaobjetos	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSBP-025-001	0,342	0,095	39269097	08434868031999
MSBP-050-001	0,64125	0,175	39269097	08434868032002
MSBP-100-001	1,242	0,325	39269097	08434868032019

## FOTO DEL PRODUCTO



## MATERIAL

**MATERIAL PS Poliestireno**

Campo de temperaturas comúnmente tolerado: de -10 °C a +70 (80) °C

## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Microscope slide box**Description :** Made of polystyrene. With removable lid and numbered slots to hold microscope slides of 76 x 26 mm

## TECHNICAL DATA

reference	l(mm)	w (mm)	h (mm)	type	pcs/pack
MSBP-025-001	125	95	35	for 25 slides	1
MSBP-050-001	230	100	35	for 50 slides	1
MSBP-100-001	230	185	35	for 100 slides	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSBP-025-001	0,342	0,095	39269097	08434868031999
MSBP-050-001	0,64125	0,175	39269097	08434868032002
MSBP-100-001	1,242	0,325	39269097	08434868032019

## PRODUCT PHOTO



## MATERIAL

**MATERIAL PS Polystyrene**

Tolerated Temperature Range in Normal Use: from -10 °C to + 70 (80) °C

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Boîte de stockage pour lame****Description :** En polystyrène. Couvercle détachable et fiches numérotées pour lames de 76 x 26 mm

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. (mm)	larg. (mm)	h (mm)	type	unités par ref.
MSBP-025-001	125	95	35	pour 25 lames	1
MSBP-050-001	230	100	35	pour 50 lames	1
MSBP-100-001	230	185	35	pour 100 lames	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSBP-025-001	0,342	0,095	39269097	08434868031999
MSBP-050-001	0,64125	0,175	39269097	08434868032002
MSBP-100-001	1,242	0,325	39269097	08434868032019

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

**MATÉRIEL Polystyrène**

Echelle de température généralement tolérée : de -10 °C à 70 (80) °C

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Scatola portavetrini****Descrizione :** In polistirene. Con coperchio staccabile e alloggiamenti numerati per vetrini portaoggetto da 76 x 26 mm

## DATI TECNICI

referenza	L (mm)	w (mm)	h (mm)	tipo	unità per ref.
MSBP-025-001	125	95	35	per 25 vetrini portaoggetto	1
MSBP-050-001	230	100	35	per 50 vetrini portaoggetto	1
MSBP-100-001	230	185	35	per 100 vetrini portaoggetto	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSBP-025-001	0,342	0,095	39269097	08434868031999
MSBP-050-001	0,64125	0,175	39269097	08434868032002
MSBP-100-001	1,242	0,325	39269097	08434868032019

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

**MATERIALE PS Polistirene**

Range di temperatura solitamente tollerato: da -20 °C a +70 (80) °C

**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam** : Opslagdoos voor objectglazen**Beschrijving** : Van polystyreen. Met afneembaar deksel en genummerde sleuven voor objectglazen van 76 x 26 mm**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	l (mm)	b (mm)	h (mm)	type	stuks per ref.
MSBP-025-001	125	95	35	voor 25 objectglazen	1
MSBP-050-001	230	100	35	voor 50 objectglazen	1
MSBP-100-001	230	185	35	voor 100 objectglazen	1

**VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS**

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSBP-025-001	0,342	0,095	39269097	08434868031999
MSBP-050-001	0,64125	0,175	39269097	08434868032002
MSBP-100-001	1,242	0,325	39269097	08434868032019

**PRODUKTFOTO****MATERIAAL**

MATERIAAL PS Polystyreen Algemeen getolereerd temperatuurbereik: van -10 °C tot +70 (80) °C

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Lagerbox für Objektträger****Beschreibung :** Aus Polystyrol. Mit abnehmbarem Deckel und nummerierten Schlitzen für 76 x 26 mm Objektträger.

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
MSBP-025-001	125	95	35	für 25 Objektträger	1
MSBP-050-001	230	100	35	für 50 Objektträger	1
MSBP-100-001	230	185	35	für 100 Objektträger	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSBP-025-001	0,342	0,095	39269097	08434868031999
MSBP-050-001	0,64125	0,175	39269097	08434868032002
MSBP-100-001	1,242	0,325	39269097	08434868032019

## PRODUKTFOTO



## MATERIAL

MATERIAL PS Polystyrol Normalerweise toleriertes Temperaturfeld: von -10 °C +70 (80) °C