

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Caja de plástico congelable con tapa bisagra para viales

**Descripción :** De polipropileno autoclavable y congelable (resiste temperaturas entre -130 °C y +130 °C)



Esterilizable en autoclave a 121°

## DATOS TÉCNICOS

| referencia   | h (mm) | l (mm) | w (mm) | tipo   | unidades por ref. |
|--------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| FBXP-K03-001 | 50     | 140    | 140    | blanco | 1                 |
| FBXP-K04-001 | 50     | 140    | 140    | blanco | 1                 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia   | vol (l) | kg  | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-----|----------|----------------|
| FBXP-K03-001 | 1       | 0,2 | 39231090 | 08434868089068 |
| FBXP-K04-001 | 1       | 0,2 | 39231090 | 08434868089075 |

## FOTO DEL PRODUCTO



## MATERIAL

**MATERIAL Polipropileno**

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Plastic vial freezer box with hinged lid

**Description :** Made of polypropylene. Autoclavable and suitable for freezing (withstand temperatures from -130 °C up to +130 °C)



Autoclavability

## TECHNICAL DATA

| reference    | h (mm) | l(mm) | w (mm) | type   | pcs/pack |
|--------------|--------|-------|--------|--------|----------|
| FBXP-K03-001 | 50     | 140   | 140    | blanco | 1        |
| FBXP-K04-001 | 50     | 140   | 140    | blanco | 1        |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference    | vol (l) | kg  | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-----|----------|----------------|
| FBXP-K03-001 | 1       | 0,2 | 39231090 | 08434868089068 |
| FBXP-K04-001 | 1       | 0,2 | 39231090 | 08434868089075 |

## PRODUCT PHOTO



## MATERIAL

**MATERIAL Polypropylene**

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit :** Boîte en PP congelable pour flacon avec couvercle à charnière

**Description :** En polypropylène autoclavable et congelable (résiste à des températures entre -130 °C et +130 °C)



Autoclavable

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence    | h (mm) | long. (mm) | larg. (mm) | type   | unités par ref. |
|--------------|--------|------------|------------|--------|-----------------|
| FBXP-K03-001 | 50     | 140        | 140        | blanco | 1               |
| FBXP-K04-001 | 50     | 140        | 140        | blanco | 1               |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence    | vol (l) | kg  | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-----|----------|----------------|
| FBXP-K03-001 | 1       | 0,2 | 39231090 | 08434868089068 |
| FBXP-K04-001 | 1       | 0,2 | 39231090 | 08434868089075 |

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

**MATÉRIEL Polypropylène**

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Scatola per congelamento di fiale con coperchio a cerniera in plastica****Descrizione :** Di polipropilene autoclavabile e congelabile (resistente a temperature comprese tra -130 °C e +130 °C)

Autoclavabile

## DATI TECNICI

| referenza    | h (mm) | L (mm) | w (mm) | tipo   | unità per ref. |
|--------------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| FBXP-K03-001 | 50     | 140    | 140    | blanco | 1              |
| FBXP-K04-001 | 50     | 140    | 140    | blanco | 1              |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (l) | kg  | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-----|----------|----------------|
| FBXP-K03-001 | 1       | 0,2 | 39231090 | 08434868089068 |
| FBXP-K04-001 | 1       | 0,2 | 39231090 | 08434868089075 |

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

**MATERIALE Polipropilene**

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam :** Invriesbare kunststof doos met klapdeksel voor vials

**Beschrijving :** Vervaardigd van autoclaveerbaar en invriesbaar polypropyleen (bestand tegen temperaturen tussen -130 °C en +130 °C)



Autoclaveerbaar

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie   | h (mm) | l (mm) | b (mm) | type                         | stuks per ref. |
|--------------|--------|--------|--------|------------------------------|----------------|
| FBXP-K03-001 | 50     | 140    | 140    | gele doos/kleurloos deksel   | 1              |
| FBXP-K04-001 | 50     | 140    | 140    | blauwe doos/kleurloos deksel | 1              |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie   | vol (l) | kg  | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-----|----------|----------------|
| FBXP-K03-001 | 1       | 0,2 | 39231090 | 08434868089068 |
| FBXP-K04-001 | 1       | 0,2 | 39231090 | 08434868089075 |

## PRODUKTFOTO



## MATERIAAL

### MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Gefrierbox aus PP mit Scharnierdeckel für Kryoröhrchen**

**Beschreibung** : Aus PP, gefrierbar (temperaturbeständig zwischen -130 °C und +130 °C). Verfügt über 100 Plätze für Kryoröhrchen bis 2 ml, 1,5/2 ml Zentrifugenröhrchen und Chromatographie-Röhrchen mit den Maßen 12 x 32 mm. Der Deckel ist mit Scharnieren befestigt. In zwei Farben verfügbar. Autoklavierbar.



Autoklavierbar

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | H (mm) | L (mm) | B (mm) | Typ  | Stückzahl pro Artikel |
|---------------|--------|--------|--------|--|-----------------------|
| FBXP-K03-001  | 50     | 140    | 140    | für 100 Röhrchen (Ømax. 12 mm), farblos/gelb | 1                     |
| FBXP-K04-001  | 50     | 140    | 140    | für 100 Röhrchen (Ømax. 12 mm), farblos/blau | 1                     |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz     | vol (l) | kg  | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-----|----------|----------------|
| FBXP-K03-001 | 1       | 0,2 | 39231090 | 08434868089068 |
| FBXP-K04-001 | 1       | 0,2 | 39231090 | 08434868089075 |

## PRODUKTFOTO



## MATERIAL

### MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.