

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Frasco lavador graduado de cuello ancho

Descripción : De LDPE (polietileno de baja densidad). Tapón disponible en diferentes colores para identificar el contenido



Producto apto para uso alimentario

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø(mm)	Øboca(mm)	rosca	tipo	unidades por ref.
WBG-250-001	250 ml	60	38	GL45	tapón neutro	1
WBG-253-001	250 ml	60	38	GL45	tapón amarillo	1
WBG-254-001	250 ml	60	38	GL45	tapón azul	1
WBG-255-001	250 ml	60	38	GL45	tapón rojo	1
WBG-500-001	500 ml	75	38	GL45	tapón neutro	1
WBG-503-001	500 ml	75	38	GL45	tapón amarillo	1
WBG-504-001	500 ml	75	38	GL45	tapón azul	1
WBG-505-001	500 ml	75	38	GL45	tapón rojo	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WBG-250-001	1,35	0,048	39233010	08434868053106
WBG-253-001	1,35	0,048	39233010	08434868053120
WBG-254-001	1,35	0,048	39233010	08434868053144
WBG-255-001	1,35	0,048	39233010	08434868053168
WBG-500-001	3	0,065	39233010	08434868053182
WBG-503-001	3	0,065	39233010	08434868053205
WBG-504-001	3	0,065	39233010	08434868053229
WBG-505-001	3	0,065	39233010	08434868053243

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

Polietileno de baja densidad (LDPE) Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -20°C a +70°C

GENERAL INFORMATION

Product name : Wide neck wash bottle**Description :** Made of LDPE (low density polyethylene). Screw cap available in different colors to identify the content

Food-grade product

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	Ømouth (mm)	screw	type	pcs/pack
WBG-250-001	250 ml	60	38	GL45	neutral cap	1
WBG-253-001	250 ml	60	38	GL45	yellow cap	1
WBG-254-001	250 ml	60	38	GL45	blue cap	1
WBG-255-001	250 ml	60	38	GL45	red cap	1
WBG-500-001	500 ml	75	38	GL45	neutral cap	1
WBG-503-001	500 ml	75	38	GL45	yellow cap	1
WBG-504-001	500 ml	75	38	GL45	blue cap	1
WBG-505-001	500 ml	75	38	GL45	red cap	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WBG-250-001	1,35	0,048	39233010	08434868053106
WBG-253-001	1,35	0,048	39233010	08434868053120
WBG-254-001	1,35	0,048	39233010	08434868053144
WBG-255-001	1,35	0,048	39233010	08434868053168
WBG-500-001	3	0,065	39233010	08434868053182
WBG-503-001	3	0,065	39233010	08434868053205
WBG-504-001	3	0,065	39233010	08434868053229
WBG-505-001	3	0,065	39233010	08434868053243

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

Low density polyethylene (LDPE) Temperature resistance in standard use: from -20°C to + 70°C

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Pissette en PEBD, col large, graduée**Description :** En polyéthylène basse densité. Bouchon disponible en différentes couleurs pour identifier le contenu

Apte à un usage alimentaire

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	Øcol (mm)	filetage	type	unités par ref.
WBG-250-001	250 ml	60	38	GL45	bouchon neutre	1
WBG-253-001	250 ml	60	38	GL45	bouchon jaune	1
WBG-254-001	250 ml	60	38	GL45	bouchon bleu	1
WBG-255-001	250 ml	60	38	GL45	bouchon rouge	1
WBG-500-001	500 ml	75	38	GL45	bouchon neutre	1
WBG-503-001	500 ml	75	38	GL45	bouchon jaune	1
WBG-504-001	500 ml	75	38	GL45	bouchon bleu	1
WBG-505-001	500 ml	75	38	GL45	bouchon rouge	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WBG-250-001	1,35	0,048	39233010	08434868053106
WBG-253-001	1,35	0,048	39233010	08434868053120
WBG-254-001	1,35	0,048	39233010	08434868053144
WBG-255-001	1,35	0,048	39233010	08434868053168
WBG-500-001	3	0,065	39233010	08434868053182
WBG-503-001	3	0,065	39233010	08434868053205
WBG-504-001	3	0,065	39233010	08434868053229
WBG-505-001	3	0,065	39233010	08434868053243

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Polyéthylène de basse densité (PEBD) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -20°C à +70°C

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Spruzzetta graduata con collo largo**Descrizione :** In LDPE (polietilene a bassa densità). Tappo disponibile in diversi colori per distinguere il contenuto

Adatto per uso alimentare

DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø(mm)	Øbocchetta (mm)	filettatura	tipo	unità per ref.
WBGP-250-001	250 ml	60	38	GL45	tappo neutro	1
WBGP-253-001	250 ml	60	38	GL45	tappo giallo	1
WBGP-254-001	250 ml	60	38	GL45	tappo blu	1
WBGP-255-001	250 ml	60	38	GL45	tappo rosso	1
WBGP-500-001	500 ml	75	38	GL45	tappo neutro	1
WBGP-503-001	500 ml	75	38	GL45	tappo giallo	1
WBGP-504-001	500 ml	75	38	GL45	tappo blu	1
WBGP-505-001	500 ml	75	38	GL45	tappo rosso	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WBGP-250-001	1,35	0,048	39233010	08434868053106
WBGP-253-001	1,35	0,048	39233010	08434868053120
WBGP-254-001	1,35	0,048	39233010	08434868053144
WBGP-255-001	1,35	0,048	39233010	08434868053168
WBGP-500-001	3	0,065	39233010	08434868053182
WBGP-503-001	3	0,065	39233010	08434868053205
WBGP-504-001	3	0,065	39233010	08434868053229
WBGP-505-001	3	0,065	39233010	08434868053243

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Polietilene a bassa densità (LDPE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -20 °C a +70 °C

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Wasserfles met schaalverdeling en wijde hals

Beschrijving : Van LDPE (lage dichtheid polyethyleen). Dop verkrijgbaar in verschillende kleuren om de inhoud te identificeren



Geschikt voor levensmiddelen

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø(mm)	Ømond(mm)	schroef	type	stuks per ref.
WBGP-250-001	250 ml	60	38	GL45	neutrale dop	1
WBGP-253-001	250 ml	60	38	GL45	gele dop	1
WBGP-254-001	250 ml	60	38	GL45	blauwe dop	1
WBGP-255-001	250 ml	60	38	GL45	rode dop	1
WBGP-500-001	500 ml	75	38	GL45	neutrale dop	1
WBGP-503-001	500 ml	75	38	GL45	gele dop	1
WBGP-504-001	500 ml	75	38	GL45	blauwe dop	1
WBGP-505-001	500 ml	75	38	GL45	rode dop	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WBGP-250-001	1,35	0,048	39233010	08434868053106
WBGP-253-001	1,35	0,048	39233010	08434868053120
WBGP-254-001	1,35	0,048	39233010	08434868053144
WBGP-255-001	1,35	0,048	39233010	08434868053168
WBGP-500-001	3	0,065	39233010	08434868053182
WBGP-503-001	3	0,065	39233010	08434868053205
WBGP-504-001	3	0,065	39233010	08434868053229
WBGP-505-001	3	0,065	39233010	08434868053243

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

Lagedichtheidpolyetheen (LDPE) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -20 °C tot +70 °C

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Spritzflasche, Weithals, graduert**Beschreibung :** Aus LDPE (Polyethylen niedriger Dichte). Verschluss verfügbar in verschiedenen Farben zur einfachen Identifizierung des Inhalts.

Lebensmittelkontaktmaterial

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø(mm)	ØÖffnung (mm)	Gewinde	Typ	Stückzahl pro Artikel
WBG-250-001	250 ml	60	38	GL45	Deckel, farblos	1
WBG-253-001	250 ml	60	38	GL45	Deckel, gelb	1
WBG-254-001	250 ml	60	38	GL45	Deckel, blau	1
WBG-255-001	250 ml	60	38	GL45	Deckel, rot	1
WBG-500-001	500 ml	75	38	GL45	Deckel, farblos	1
WBG-503-001	500 ml	75	38	GL45	Deckel, gelb	1
WBG-504-001	500 ml	75	38	GL45	Deckel, blau	1
WBG-505-001	500 ml	75	38	GL45	Deckel, rot	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WBG-250-001	1,35	0,048	39233010	08434868053106
WBG-253-001	1,35	0,048	39233010	08434868053120
WBG-254-001	1,35	0,048	39233010	08434868053144
WBG-255-001	1,35	0,048	39233010	08434868053168
WBG-500-001	3	0,065	39233010	08434868053182
WBG-503-001	3	0,065	39233010	08434868053205
WBG-504-001	3	0,065	39233010	08434868053229
WBG-505-001	3	0,065	39233010	08434868053243

PRODUKTFOTO



MATERIAL

Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von- 20 °C bis+ 70 °C