

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Bolsa doble para transporte de muestras

Descripción : Bolsa de polietileno con anagrama "biohazard" serigrafiado y dos compartimentos (uno con cierre zip para la muestra y otro para documentos)

DATOS TÉCNICOS

referencia	dimensiones (bolsa muestras)	dimensiones (bolsa documentos)	unidades por ref.
BZBP-160-100	160 x 200 mm	160 x 230 mm	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BZBP-160-100	1,6	0,53	39232100	08434868011762

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

Polietileno (PE) Rango de temperatura tolerado en uso normal: de -40 °C a +85 (90) °C

GENERAL INFORMATION

Product name : Double bag for sample transport

Description : Made of polyethylene with biohazard logo and 2 pouches (one for sample with ziplock and one for documents)

TECHNICAL DATA

reference	dimensions (sample pouch)	dimensions (documents pouch)	pcs/pack
BZBP-160-100	160 x 200 mm	160 x 230 mm	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BZBP-160-100	1,6	0,53	39232100	08434868011762

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

Polyethylene (PE) Tolerated temperature range in normal use: from -40 °C to +85 (90) °C

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Double-sac pour transport d'échantillon**Description :** Sac en polyéthylène avec un anagramme «bio Hazard» sérigraphié et deux compartiments (un avec fermeture zip pour l'échantillon et l'autre pour les documents)

DONNÉES TECHNIQUES

référence	dimensions (sac échantillons)	dimensions (sac documents)	unités par ref.
BZBP-160-100	160 x 200 mm	160 x 230 mm	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BZBP-160-100	1,6	0,53	39232100	08434868011762

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Polyéthylène (PE) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40°C à +85 (90)°C

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Sacchetto a doppia tasca per il trasporto di campioni**Descrizione :** Sacchetto in polietilene a due tasche (una con zip per il campione e l'altra da utilizzare come portadocumenti) con pittogramma "rischio biologico" serigrafato

DATI TECNICI

referenza	dimensioni (borsa campioni)	dimensioni (borsa documenti)	unità per ref.
BZBP-160-100	160 x 200 mm	160 x 230 mm	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BZBP-160-100	1,6	0,53	39232100	08434868011762

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Polietilene (PE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +85 (90) °C

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Dubbele zak voor monstertransport**Beschrijving :** Zak van polyethyleen met gezeefdrukt "biohazard"-logo en twee compartimenten (een met ritssluiting voor het monster en de andere voor documenten)

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	afmetingen (monsterzak)	afmetingen (documentenzak)	stuks per ref.
BZBP-160-100	160 x 200 mm	160 x 230 mm	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BZBP-160-100	1,6	0,53	39232100	08434868011762

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

Polyethyleen (PE) Temperatuurbereik onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 °C tot +85 (90) °C

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Probenbeutel für den Transport, mit zwei Fächern**Beschreibung :** Beutel aus Polypropylen mit Warnhinweis „Biohazard“ und zwei Fächern (eines mit Zip-Verschluss für die Probe und eines für Dokumente).

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Maße (Probenfach)	Maße (Dokumentenfach)	Stückzahl pro Artikel
BZBP-160-100	160 x 200 mm	160 x 230 mm	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BZBP-160-100	1,6	0,53	39232100	08434868011762

PRODUKTFOTO



MATERIAL

Polyethylen (PE). Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von -40 °C bis +85 (90) °C