



GENERAL INFORMATION

Product name : Magnetic stirrer without heating, S03, 3 L

Description : Speed adjustable between 0 and 1500 rpm. Capacity: 3 L. Housing made of ABS with fire retardant material; withstands weak acids and alkalis. For beakers $\varnothing < 135$ mm and magnetic bars from 30 mm up to 50 mm long. Supplied with a PTFE magnetic bar. External dimensions (L x W x H): 260 x 150 x 80 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, insulation rating IP42 (DIN EN60529). Warranty 2 years

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
STIS-003-001	magnetic stirrer, LBX S03 series, 3 L	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-003-001	11,5	2	84798200	08434868045095

PRODUCT PHOTO





INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Agitador magnético sin calefacción, S03, 3 L

Descripción : Velocidad regulable entre 0 y 1500 rpm. Capacidad: 3 L. Chasis de ABS fabricado con material ignífugo, resistente a ácidos y alcalinos débiles. Para vasos de $\varnothing < 135$ mm y varillas magnéticas de 30 mm hasta 50 mm. Incluye 1 varilla magnética. Dimensiones exteriores (L x A x H): 260 x 150 x 80 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP42 (DIN EN60529). Garantía 2 años

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
STIS-003-001	agitador magnético LBX S03, 1 3 L	

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-003-001	11,5	2	84798200	08434868045095

FOTO DEL PRODUCTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Agitateur magnétique non chauffant, S03, 3 L

Description : Vitesse réglable entre 0 et 1500 rpm. Capacité : 3 L. Châssis en ABS avec matière ignifuge, résistant aux acides et alcalis faibles. Pour béchers de Ø135 mm et barreaux magnétiques de 30 mm jusqu'à 50 mm de longueur. Inclut un barreau magnétique recouvert de PTFE. Dimensions extérieures (L x l x H) : 260 x 150 x 80 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, protection IP42 (DIN EN60529). Garantie 2 ans

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
STIS-003-001	agitateur magnétique LBX S03, 3 L	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-003-001	11,5	2	84798200	08434868045095

PHOTO PRODUIT





INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Agitatore magnetico senza riscaldamento, S03, 3 L

Descrizione : Velocità regolabile da 0 a 1500 rpm. Capacità: 3 L. Telaio in ABS prodotto con materiale ignifugo, resistente agli acidi e agli alcali deboli. Per becher con $\varnothing < 135$ mm e ancorette magnetiche da 30 mm a 50 mm. Include 1 ancoretta magnetica. Dimensioni esterne (L x h x l): 260 x 150 x 80 mm. 200-240 V/50-60 Hz, grado di protezione IP42 (DIN EN60529). Garanzia di 2 anni

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
STIS-003-001	agitatore magnetico LBX S03, 3 l	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-003-001	11,5	2	84798200	08434868045095

FOTO DEL PRODOTTO

