


INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Tiras indicadoras de pH para vinos****Descripción :** Tiras indicadoras específicas para determinar el pH durante la fermentación en el proceso de producción del vino. Presentadas en cajas de 50 tiras**DATOS TÉCNICOS**

referencia	rango	intervalo	unidades por ref.
WSPH-001-001	pH 2,8 - 4,4	pH 2,8 - 3,2 - 3,6 - 4,0 - 4,4	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WSPH-001-001	0,01	0,0272	38229000	


FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name : Wine pH indicator strips****Description :** These indicator strips are specific for testing the pH of the juice prior to fermentation during wine production. 50 strips per pack**TECHNICAL DATA**

reference	range	interval	pcs/pack
WSPH-001-001	pH 2,8 - 4,4	pH 2,8 - 3,2 - 3,6 - 4,0 - 4,4	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WSPH-001-001	0,01	0,0272	38229000	

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Bandelette indicatrice du pH du vin**Description :** Spécialement conçue pour tester le pH du jus avant la fermentation lors de la production de vin. 50 bandelettes par boîte


DONNÉES TECHNIQUES

référence	gamme	intervalle	unités par ref.
WSPH-001-001	pH 2,8 - 4,4	pH 2,8 - 3,2 - 3,6 - 4,0 - 4,4	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WSPH-001-001	0,01	0,0272	38229000	

PHOTO PRODUIT




INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : Striscia indicatrice di pH per vini****Descrizione :** Specifica per determinare il pH in fase di fermentazione durante il processo di produzione del vino.
Fornita in scatole da 50 strisce**DATI TECNICI**

referenza	variabilità	intervallo	unità per ref.
WSPH-001-001	pH 2,8 - 4,4	pH 2,8 - 3,2 - 3,6 - 4,0 - 4,4	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WSPH-001-001	0,01	0,0272	38229000	


FOTO DEL PRODOTTO

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : pH-indicatorstrips voor wijnen****Beschrijving :** Specifieke indicatorstrips om de pH te bepalen tijdens de fermentatie in het wijnproductieproces.
Gepresenteerd in dozen van 50 strips**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	bereik	interval	stuks per ref.
WSPH-001-001	pH 2,8 - 4,4	pH 2,8 - 3,2 - 3,6 - 4,0 - 4,4	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WSPH-001-001	0,01	0,0272	38229000	

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN**Produktname : pH-Teststreifen für Weine****Beschreibung :** Spezifische Teststreifen zur pH-Bestimmung während des Fermentationsverfahrens bei der Weinherstellung. In Schachteln mit 50 Streifen.**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	Messbereich	Abstufungen	Stückzahl pro Artikel
WSPH-001-001	pH 2,8 - 4,4	pH 2,8 - 3,2 - 3,6 - 4,0 - 4,4	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WSPH-001-001	0,01	0,0272	38229000	

PRODUKTFOTO