

**INFORMACIÓN GENERAL****Nombre del producto : pHmetro de bolsillo estanco al agua****Descripción :** Medidor de pH compacto con electrodo intercambiable y compensación automática de temperatura. Rango de pH: 0,00 - 14,00 pH , precisión  $\pm 0,05$  pH. Rango de temperatura: 0 - 60 °C, precisión  $\pm 1$  °C. Calibración en 2 puntos (pH 4,01, 7,00 y 10,01). Estanco al agua (protección IP 65). Garantía 1 año

El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

**DATOS TÉCNICOS**

referencia	descripción	unidades por ref.
PHMT-030-001	pHmetro pHScan 30	1
PHMT-A30-001	electrodo de recambio	1

**EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS**

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-030-001	0,684	0,23	90278011	08434868034457
PHMT-A30-001	1	0,5	90278011	08434868034518

**FOTO DEL PRODUCTO**

**GENERAL INFORMATION****Product name : Pocket pH meter, water-tight****Description :** pH meter compact with interchangeable electrode and automatic temperature compensation. pH range: 0 - 14 pH, precision:  $\pm 0.05$  pH. Temperature range: 0 - 60 °C, accuracy  $\pm 1$  °C. Calibration in 2 points (pH 4.01, 7.00 and 10.01). Water-tight (IP 65 protection). Warranty 1 year

Complies with the specifications defined in the European directive

**TECHNICAL DATA**

reference	description	pcs/pack
PHMT-030-001	pH meter, pHscan 30	1
PHMT-A30-001	spare electrode	1

**PACKAGING AND LOGISTICS**

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-030-001	0,684	0,23	90278011	08434868034457
PHMT-A30-001	1	0,5	90278011	08434868034518

**PRODUCT PHOTO**

**INFORMATIONS GÉNÉRALES****Nom produit : pH-mètre de poche étanche**

**Description** : Testeur de pH compact avec électrode interchangeable et compensation automatique de température. Gamme de pH : 0,00 - 14,00 pH, précision :  $\pm 0,05$  pH. Gamme de température : 0 - 60 °C, précision  $\pm 1$  °C. Calibrage en 2 points (pH 4,01, 7,00 ou 10,01). Étanche (protection IP 65). Garantie 1 an



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

**DONNÉES TECHNIQUES**

référence	description	unités par ref.
PHMT-030-001	pH-mètre pHscan 30	1
PHMT-A30-001	électrode de rechange	1

**EMBALLAGE ET LOGISTIQUE**

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-030-001	0,684	0,23	90278011	08434868034457
PHMT-A30-001	1	0,5	90278011	08434868034518

**PHOTO PRODUIT**

**INFORMAZIONE GENERALE****Nome del prodotto : pH-metro tascabile a tenuta stagna**

**Descrizione** : Misuratore di pH compatto con elettrodo intercambiabile e compensazione di temperatura automatica. Range di pH: 0,00 - 14,00 pH, precisione  $\pm 0,05$  pH. Range di temperatura: 0 - 60 °C, precisione  $\pm 1$  °C. Calibrazione a 2 punti (pH 4,01, 7,00 o 10,01). Tenuta stagna (protezione IP 65). Garanzia di 1 anno



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

**DATI TECNICI**

referenza	descrizione	unità per ref.
PHMT-030-001	pH-metro pHscan 30	1
PHMT-A30-001	elettrodo di ricambio	1

**IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI**

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-030-001	0,684	0,23	90278011	08434868034457
PHMT-A30-001	1	0,5	90278011	08434868034518

**FOTO DEL PRODOTTO**

**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : Pocket pH-meter, waterdicht**

**Beschrijving** : Compacte pH-meter met vervangbare elektrode en automatische temperatuurcompensatie. Meetbereik: 0,00 - 14,00 pH, nauwkeurigheid  $\pm 0,05$  pH. Temperatuurbereik: 0 - 60 °C, nauwkeurigheid  $\pm 1$  °C. Tweepuntskalibratie (pH 4,01, 7,00 en 10,01). Waterdicht (IP 65-bescherming). Garantie 1 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	beschrijving	stuks per ref.
PHMT-030-001	pH-meter pHscan 30	1
PHMT-A30-001	reserve-elektrode	1

**VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS**

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-030-001	0,684	0,23	90278011	08434868034457
PHMT-A30-001	1	0,5	90278011	08434868034518

**PRODUKTFOTO**

**ALLGEMEINE INFORMATIONEN****Produktname : Taschen-pH-Meter, wasserdicht**

**Beschreibung** : Kompaktes Taschen-pH-Meter mit austauschbarer Elektrode und automatischer Temperaturkompensation. pH-Messbereich: pH 0,00 - 14,00; Genauigkeit: pH  $\pm$  0,05. Temperaturmessbereich: 0 - 60 °C; Genauigkeit:  $\pm$  1 °C. Zweipunktkalibrierung (pH 4,01, 7,00 und 10,01). Wasserfest (Schutzart IP65). Garantie 1 Jahr.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
PHMT-030-001	pH-Meter, pHscan 30	1
PHMT-A30-001	Ersatzelektrode	1

**VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN**

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-030-001	0,684	0,23	90278011	08434868034457
PHMT-A30-001	1	0,5	90278011	08434868034518

**PRODUKTFOTO**