

**INFORMACIÓN GENERAL****Nombre del producto : Conductímetro de sobremesa, COND50**

**Descripción :** Medidor de conductividad de sobremesa con compensación manual o automática de temperatura (entre 0 y 99 °C). Rangos disponibles (el rango es seleccionado automáticamente): 0,0 - 200,0  $\mu$ S/cm, 200,0 - 2000  $\mu$ S/cm, 2,00 - 20,00 mS/cm, 20,0 - 200,0 mS/cm, precisión  $\pm 1$  % a fondo de escala. Calibración automática y manual con reconocimiento automático de 4 patrones de conductividad: 84, 1413  $\mu$ S/cm y 12,88, 111,8 mS/cm. Indicación de medida estable. Incluye soporte para sensores, dos disoluciones patrón y célula de conductividad con sensor de temperatura integrado (K= 0,1 - 1,0 - 10,0 seleccionable). Teclado resistente a salpicaduras de agua, ácidos y bases. Pantalla LCD retroiluminada. Garantía 3 años. Entrega 1 semana



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

**DATOS TÉCNICOS**

referencia	descripción	unidades por ref.
COMT-P51-001	conductímetro COND50 con sonda	1

**EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS**

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
COMT-P51-001	2,072	0,55	90278011	08434868014602

**FOTO DEL PRODUCTO**

## GENERAL INFORMATION

**Product name : Desktop conductivity meter, COND50**

**Description :** Desktop conductivity meter with manual or automatic temperature compensation (between 0 and 99 °C). Available ranges (range is automatically chosen): 0,0 - 200,0 µS/cm, 200,0 - 2000 µS/cm, 2,00 - 20,00 mS/cm, 20,0 - 200,0 mS/cm, accuracy ±1 % full scale. Automatic and manual calibration with automatic recognition of 4 conductivity solutions: 84, 1413 mS / cm and 12.88, 111.8 mS / cm. Stable measurement indication. Includes sensor support, two buffer solutions and conductivity cell with integrated temperature sensor (K=0,1 - 1,0 - 10,0 selectable). Keypad resistant to water, bases and acids splashes. Backlit LCD. Warranty 3 years. Delivery 1 week



Complies with the specifications defined in the European directive

## TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
COMT-P51-001	conductivity meter, COND50, with probe	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
COMT-P51-001	2,072	0,55	90278011	08434868014602

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Conductimètre de paillasse modèle, COND50**

**Description :** Conductimètre de paillasse avec compensation automatique ou manuelle de température (entre 0 et 99 °C). Gammes disponibles (la gamme est sélectionnée automatiquement) : 0,0 - 200,0  $\mu\text{S}/\text{cm}$ , 200,0 - 2000  $\mu\text{S}/\text{cm}$ , 2,00 - 20,00  $\text{mS}/\text{cm}$ , 20,0 - 200,0  $\text{mS}/\text{cm}$ , précision  $\pm 1\%$  fond d'échelle. Calibrage automatique et manuel avec reconnaissance automatique de 4 étalons de conductivité : 84  $\mu\text{S}/\text{cm}$ , 1413  $\mu\text{S}/\text{cm}$ , 2,88  $\text{mS}/\text{cm}$  et 111,8  $\text{mS}/\text{cm}$ . Indication de stabilité de mesure. Inclut support de capteur, deux solutions standard et cellule de conductivité avec capteur de température intégré (K= 0,1 - 1,0 - 10,0 sélectionnable). Clavier résistant aux éclaboussures d'eau, acides et bases. Ecran LCD rétro éclairé. Garantie 3 ans. Délai de livraison 1 semaine



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
COMT-P51-001	conductimètre COND50 avec cellule	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
COMT-P51-001	2,072	0,55	90278011	08434868014602

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Conduttimetro da banco, COND50**

**Descrizione :** Misuratore di conducibilità da banco con compensazione di temperatura manuale o automatica (tra 0 e 99 °C). Range disponibili (il range viene selezionato automaticamente): 0,0-200,0  $\mu\text{S}/\text{cm}$ , 200,0-2000  $\mu\text{S}/\text{cm}$ , 2,00-20,00  $\text{mS}/\text{cm}$ , 20,0-200,0  $\text{mS}/\text{cm}$ , precisione  $\pm 1\%$  del fondo scala. Calibrazione automatica e manuale con riconoscimento automatico di 4 standard di conducibilità: 84, 1413  $\mu\text{S}/\text{cm}$  e 12,88, 111,8  $\text{mS}/\text{cm}$ . Indicazione di misura stabile. Include supporto per sensori, due soluzioni standard e cella di conducibilità con sensore di temperatura incorporato ( $K= 0,1-1,0-10,0$  a scelta). Tastiera resistente agli schizzi di acqua, acidi e basi. Schermo LCD retroilluminato. Garanzia di 3 anni. Consegna: 1 settimana



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

## DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
COMT-P51-001	conduttimetro COND50 con sonda	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
COMT-P51-001	2,072	0,55	90278011	08434868014602

## FOTO DEL PRODOTTO



**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : Geleidbaarheidsmeter tafelmodel, COND50**

**Beschrijving** : Geleidbaarheidsmeter tafelmodel met handmatige of automatische temperatuurcompensatie (tussen 0 en 99 °C). Beschikbare bereiken (het bereik wordt automatisch geselecteerd): 0,0 - 200,0 µS/cm, 200,0 - 2000 µS/cm, 2,00 - 20,00 mS/cm, 20,0 - 200,0 mS/cm, nauwkeurigheid ±1% volledige schaal. Automatische en handmatige kalibratie met automatische herkenning van 4 geleidbaarheidspatronen: 84, 1413 µS/cm en 12,88, 111,8 mS/cm. Stabiele meetindicatie. Inclusief ondersteuning voor sensoren, twee standaardoplossingen en geleidbaarheidscel met geïntegreerde temperatuursensor (K= 0,1 - 1,0 - 10,0 selecteerbaar). Toetsenbord bestand tegen spatten van water, zuren en basen. LCD-scherm met achtergrondverlichting. 3 jaar garantie. Levering 1 week



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	beschrijving	stuks per ref.
COMT-P51-001	geleidbaarheidsmeter COND50 met sensor	1

**VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS**

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
COMT-P51-001	2,072	0,55	90278011	08434868014602

**PRODUKTFOTO**

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Tisch-Konduktometer, COND50**

**Beschreibung** : Tisch-Leitfähigkeitsmessgerät mit automatischer oder manueller Temperaturkompensation (zwischen 0 und 99 °C). Verfügbare Leitfähigkeitsmessbereiche (werden automatisch gewählt): 0,0 - 200,0 µS/cm, 200,0 - 2000 µS/cm, 2,00- 20,00 - 200,0 µS/cm; Genauigkeit: ±1 % (Skalenendwert). Automatische und manuelle Kalibrierung mit automatischer Erkennung von vier Leitfähigkeitsstandards: 84, 1413 µS/cm und 12,88, 111,8 µS/cm. Stabilisierung der Messung wird angezeigt. Inklusive Sensorhalter, zwei Standardlösungen und Leitfähigkeitszelle mit integriertem Temperatursensor (K= 0,1 - 1,0 - 10,0, auswählbar). Bedienfeld beständig gegen Wasser-, Säure- und Basespritzer. Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. Garantie 3 Jahre. Lieferzeit 1 Woche.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
COMT-P51-001	Konduktometer, COND50, mit Temperatursensor	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
COMT-P51-001	2,072	0,55	90278011	08434868014602

## PRODUKTFOTO

