

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Aclarante líquido LABKEM A103 para lavado a máquina

Descripción : Agente de neutralización ácido líquido sin tensioactivos para lavado a máquina. LABKEM RINSE AGENT A103 es biodegradable y se utiliza en el ciclo de neutralización del lavavajillas, después del ciclo de lavado principal con LABKEM CLEANER A102. Neutraliza y elimina los residuos alcalinos y las trazas de minerales que pueden causar manchas blancas en el vidrio. LABKEM RINSE AGENT A103 también se puede utilizar en el ciclo de prelavado. Enjuague completo sin residuos. Consulte la composición y otras informaciones de interés en la Hoja de Especificaciones del producto (se descarga desde www.labbox.com)

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
SOAP-103-5K0	labkem rinse agent A103, botella 5 L	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SOAP-103-5K0	5	5	34029010	08434868043015

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Rinsing agent LABKEM A103 for automatic washing machine

Description : Acidic neutralizing agent - surfactant free. For use in laboratory glassware washers. LABKEM RINSE AGENT A103 is biodegradable and is used in the neutralizing cycle after the main alkaline washing cycle with LABKEM CLEANER A102. Neutralizes and removes residual alkaline and mineral traces which may cause white stains on glassware. LABKEM RINSE AGENT A103 can also be used in the prewash cycle. Complete rinse without residues. See Specification Sheet to consult the composition and other relevant information (to be downloaded at www.labbox.com)

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
SOAP-103-5K0	labkem rinse agent A103, bottle 5 L	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SOAP-103-5K0	5	5	34029010	08434868043015

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Liquide de rinçage LABKEM A103 pour lavage en lave-vaisselle

Description : Neutralisant liquide acide sans tensioactif pour lavage en machine. Biodégradable et s'utilise lors du cycle de neutralisation, en complément du produit LABKEM CLEANER A102 (utilisé lors du lavage principal). Neutralise et élimine les résidus alcalins et les traces minérales responsables de marques blanches sur le verre. Peut aussi être utilisé lors du cycle de pré-lavage. Rinçage total sans résidus. Consulter la composition et autres informations utiles dans la fiche technique du produit (disponible sur www.labbox.com)

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
SOAP-103-5K0	liquide de rinçage Labkem A103, flacon 5 L	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SOAP-103-5K0	5	5	34029010	08434868043015

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Agente di risciacquo liquido per lavaggio automatizzato

Descrizione : Agente di neutralizzazione acido in formato liquido senza tensioattivi per i lavaggi automatizzati. LABKEM RINSE AGENT A103 è biodegradabile e si utilizza con il ciclo di neutralizzazione della lavastoviglie, dopo aver completato il lavaggio principale con LABKEM CLEANER A102. Neutralizza ed elimina i residui alcalini e le tracce minerali che possono causare macchie bianche nella vetreria. LABKEM RINSE AGENT A103 si può utilizzare anche nel ciclo di prelavaggio. Risciacquo completo senza residui. Si raccomanda di consultare la composizione e altre informazioni di rilievo nella scheda tecnica del prodotto (scaricabile dal sito www.labbox.com)

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
SOAP-103-5K0	Labkem rinse agent A103, tanica 5 l	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SOAP-103-5K0	5	5	34029010	08434868043015

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Vloeibaar spoelmiddel LABKEM A103 voor machinaal wassen**

Beschrijving : Vloeibaar zuurneutraliserend middel zonder oppervlakreactieve stoffen voor machinaal wassen. LABKEM RINSE AGENT A103 is biologisch afbreekbaar en wordt gebruikt in de neutralisatiecyclus van de vaatwasser, na de hoofdwascyclus met LABKEM CLEANER A102. Neutraliseert en verwijdert alkalische resten en sporenelementen die witte vlekken op glas kunnen veroorzaken. LABKEM RINSE AGENT A103 kan ook in de voorwas worden gebruikt. Volledige spoeling zonder resten. Raadpleeg de samenstelling en andere interessante informatie in het Productspecificatieblad (te downloaden via www.labbox.com)

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
SOAP-103-5K0	labkem spoelmiddel A103, fles 5 l	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SOAP-103-5K0	5	5	34029010	08434868043015

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Flüssigklarspüler für die maschinelle Reinigung

Beschreibung : Flüssiges, saures Neutralisierungsmittel ohne Tenside für maschinelle Reinigungen. LABKEM RINSE AGENT A103 ist biologisch abbaubar und wird für den Neutralisierungszyklus in Geschirrspülern nach dem Hauptwaschgang mit LABKEM CLEANER A102 verwendet. Neutralisiert und entfernt alkalische und mineralische Reste, die weiße Flecken auf dem Glas verursachen können. LABKEM RINSE AGENT A103 wird ebenfalls in der Vorwäsche verwendet. Vollständig rückstandsfreie Spülung. Die Zusammensetzung und weitere Informationen finden Sie auf dem technischen Datenblatt dieses Produkts (Download unter www.labbox.com).

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
SOAP-103-5K0	LABKEM RINSE AGENT A103, 5 L Flasche	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SOAP-103-5K0	5	5	34029010	08434868043015

PRODUKTFOTO

