

Labkem rinse agent A103 Acid rinsing liquid, Phosphate free, AUX  
Labkem rinse agent A103 Agente de neutralización ácido, sin Fosfatos, AUX  
Labkem rinse agent A103 Neutralisant acide, sans phosphate, AUX

Taric code: 34022090

H315-H319 P280-P305+P351+P338-P337-P313



## SPECIFICATIONS:

*Acidic neutralizing agent - surfactant free*

*For use in laboratory glassware washers.*

*LABKEM CLEANER A 103 is used in the neutralizing cycle after the main alkaline washing cycle with LABKEM CLEANER A 102. It neutralizes and removes residual alkaline and mineral traces which may cause white stains on glassware. LABKEM CLEANER A 103 can also be used in the prewash cycle.*

### DIRECTIONS FOR USE:

Follow machine manufacturers instructions for prewash and neutralizing cycle.

Recommended concentration of use ranges between 0,3 and 0,5% in water.

At the recommended concentration, LABKEM CLEANER A 103 is compatible with all materials.

### APPLICATIONS:

Automatic washing machine

### INGREDIENTS:

Organic acid, mineral salts

### PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES:

Appearance .....	Translucent
Odor .....	Chlorinated smell
pH (pure) .....	1.3
pH (2% v/v) .....	2.4
Density at 20°C .....	1.125 g/cm <sup>3</sup>
Dry residue .....	96.8 %

#### Note:

Material Safety Data Sheets and Certificates of Analysis are downloadable free of charge at [www.labbox.com](http://www.labbox.com). Disclaimer: labkem chemical products are exclusively for laboratory use and by instructed and experienced users. These chemical products may be dangerous, so please follow instructions mentioned on the Material Safety Data Sheets. Due to shipping restrictions or local/national regulations, all products may not be available in all countries or for some particular customers.

#### Nota:

Fichas de Seguridad y Certificados de Análisis disponibles gratuitamente en [www.labbox.com](http://www.labbox.com). Atención: los productos químicos son para uso exclusivo de laboratorio y reservados sólo para uso profesional por parte de usuarios debidamente formados y cualificados. Los productos químicos son peligrosos, respete las instrucciones indicadas en la Ficha de Seguridad. Debido a restricciones en el transporte o a normativas especiales aplicables, ciertos productos químicos pueden no estar disponibles en todos los mercados o para todas las tipologías de clientes.

#### Remarque:

Fiches de Sécurité et Certificats d'Analyses téléchargeables sur [www.labbox.fr](http://www.labbox.fr). Attention : les produits chimiques labkem sont réservés exclusivement à un usage professionnel en laboratoire par des utilisateurs formés et qualifiés. Les produits chimiques sont dangereux, respecter les instructions contenues dans les fiches de sécurité. En raison des restrictions de transport ou de normes spéciales, certains produits chimiques peuvent ne pas être disponibles pour tous les pays ou types de clients.